

do more™

taskaprosthetics.com



10 Nelson Street, Riccarton, Christchurch 8011, Neuseeland.

Produktkatalog





Unsere Hände sind
zuverlässig, wasserdicht
und **einfach** zu bedienen.
Sie sind **praktisch** und **intuitiv**
und geben ihren Nutzern
Selbstvertrauen und **Freiheit**.



do more™

TASKA CX™

Unsere kleinste Hand kann
Großes leisten.

GRÖßE (ZOLL)	HANDGELENKTYP	SEITE		FARBE		PRODUKTKENNZEICHEN
		LINKS	RECHTS	SCHWARZ	SAND	
7¼ CX	Handgelenk mit Schnelltrennung (QDW)	•		•		TASKA-D2FB31-U1
					•	TASKA-D2FC31-U1
			•	•		TASKA-D1FB31-U1
					•	TASKA-D1FC31-U1
	Handgelenk mit Niedrigprofil (LP)	•		•		TASKA-D2CB31-U1
					•	TASKA-D2CC31-U1
			•	•		TASKA-D1CB31-U1
					•	TASKA-D1CC31-U1
7¾ CX	Handgelenk mit Schnelltrennung (QDW)	•		•		TASKA-C2FB31-U1
					•	TASKA-C2FC31-U1
			•	•		TASKA-C1FB31-U1
					•	TASKA-C1FC31-U1
	Handgelenk mit Niedrigprofil (LP)	•		•		TASKA-C2CB31-U1
					•	TASKA-C2CC31-U1
			•	•		TASKA-C1CB31-U1
					•	TASKA-C1CC31-U1

Abbildungen zeigen kleine TASKA CX der Größe 7 ¼ Zoll, Handgelenk mit Schnelltrennung (QDW), in Schwarz, mit Handrückenabdeckung in verschiedenen Farbausführungen.



Schwarz



Weiß



Taupe




Grau

Handrückenabdeckungen

Handrückenabdeckungen



- Geliefert als einzelne Abdeckungen in einer einzigen Farb- und Seitenausführung.
- Erhältlich in Schwarz, Grau, Taupe, Weiß und Sand.



GRÖßE (ZOLL)	BEZEICHNUNG	SEITE		PRODUKTKENNZEICHEN
		LINKS	RECHTS	
7¼ CX	Handrückenabdeckung, Schwarz	•	•	193-20-109-BK
			•	193-20-009-BK
	Handrückenabdeckung, Grau	•	•	193-20-109-GR
			•	193-20-009-GR
	Handrückenabdeckung, Taupe	•	•	193-20-109-DS
			•	193-20-009-DS
7¾ CX	Handrückenabdeckung, Weiß	•	•	193-20-109-WH
			•	193-20-009-WH
	Handrückenabdeckung, Sand	•	•	193-20-109-SN
			•	193-20-009-SN
	Handrückenabdeckung, Schwarz	•	•	203-20-103-BK
			•	203-20-003-BK
	Handrückenabdeckung, Grau	•	•	203-20-103-GR
			•	203-20-003-GR
	Handrückenabdeckung, Taupe	•	•	203-20-103-DS
			•	203-20-003-DS
	Handrückenabdeckung, Weiß	•	•	203-20-103-WH
			•	203-20-003-WH
	Handrückenabdeckung, Sand	•	•	203-20-103-SN
			•	203-20-003-SN

Austauschbare Teile und Zubehör für CX



Fingerspitzen-Kit

- Als fünfteiliger Satz Fingerspitzen geliefert.
- Das Set umfasst zudem ein TASKA-Werkzeug zum einfachen Entfernen der alten Fingerspitzen.

GRÖßE (ZOLL)	FARBE		PRODUKT-KENNZEICHEN
	SCHWARZ	SAND	
7¼ CX	•		193-20-007-BK
		•	193-20-007-SN
7¾ CX	•		203-20-001-BK
		•	203-20-001-SN
7¾ CX nicht kapazitiv	•		203-20-007-BK
		•	203-20-007-SN



Finger-Griffgummi-Set

- Als vierteiliges Finger-Griffgummi-Set geliefert.
- Zum Entfernen der alten Griffgummis ist ein (nicht im Lieferumfang enthaltenes) Schneidwerkzeug erforderlich.

GRÖßE (ZOLL)	FARBE		PRODUKT-KENNZEICHEN
	SCHWARZ	SAND	
7¼ CX	•		193-20-008-BK
		•	193-20-008-SN
7¾ CX	•		203-20-002-BK
		•	203-20-002-SN



TASKA-Handschuh

- TASKA Handschuh zum Schutz der TASKA CX. Als schwarzer oder sandfarbener Einzelhandschuh geliefert. Größen 7 ¼ und 7 ¾.

GRÖßE (ZOLL)	SEITE		FARBE		PRODUKT-KENNZEICHEN
	LINKS	RECHTS	SCHWARZ	SAND	
7¼ CX	•		•		193-20-131-BK
				•	193-20-132-SN
		•	•		193-20-031-BK
				•	193-20-032-SN
7¾ CX	•		•		203-20-106-BK
				•	203-20-106-SN
		•	•		203-20-006-BK
				•	203-20-006-SN



TASKA HandGen2

Die alltagstaugliche Handprothese
für jeden Tag.

GRÖßE (ZOLL)	HANDGELENKTYP	SEITE		FARBE			PRODUKT- KENNZEICHEN
		LINKS	RECHTS	SCHWARZ	WEIß	SAND	
7¾	Handgelenk mit Schnelltrennung (QDW)	•		•			TASKA-C2FB21-U1
					•		TASKA-C2FA21-U1
						•	TASKA-C2FC21-U1
			•	•			TASKA-C1FB21-U1
					•		TASKA-C1FA21-U1
						•	TASKA-C1FC21-U1
	Handgelenk mit Niedrigprofil (LP)	•		•			TASKA-C2CB21-U1
					•		TASKA-C2CA21-U1
						•	TASKA-C2CC21-U1
			•	•			TASKA-C1CB21-U1
					•		TASKA-C1CA21-U1
						•	TASKA-C1CC21-U1
8¾	Handgelenk mit Schnelltrennung (QDW)	•		•			TASKA-B2FB21-U1
					•		TASKA-B2FA21-U1
						•	TASKA-B2FC21-U1
			•	•			TASKA-B1FB21-U1
					•		TASKA-B1FA21-U1
						•	TASKA-B1FC21-U1
	Handgelenk mit Niedrigprofil (LP)	•		•			TASKA-B2CB21-U1
					•		TASKA-B2CA21-U1
						•	TASKA-B2CC21-U1
			•	•			TASKA-B1CB21-U1
					•		TASKA-B1CA21-U1
						•	TASKA-B1CC21-U1

Abgebildet ist die 7 ¾ Zoll große mittlere TASKA-Hand-Gen2, Quick Disconnect Wrist (QDW), schwarz, weiß und sandfarben.



Schwarz




Weiß



Sand

Farbausführungen

Handrückenabdeckungen



- Geliefert im Pack mit 3 Handrückenabdeckungen in einer einzigen Farb- und Seitenausführung.
- Im Set sind zudem 2 Werkzeuge zum Entfernen der Abdeckungen enthalten.
- Erhältlich in Schwarz, Weiß oder Sand.

Farbausführungen


GRÖßE (ZOLL)	SEITE		FARBE			PRODUKTKENNZEICHEN
	LINKS	RECHTS	SCHWARZ	WEIß	SAND	
7¾ Gen1, Gen2	•		•			168-20-106-BK
				•		168-20-106-WH
					•	168-20-106-SN
		•	•			168-20-006-BK
				•		168-20-006-WH
					•	168-20-006-SN
8¾ Gen1	•		•			TASKA-LDPB-01
				•		TASKA-LDPW-01
					•	TASKA-LDPS-01
		•	•			TASKA-RDPB-01
				•		TASKA-RDPW-01
					•	TASKA-RDPS-01
8¾ Gen2	•		•			182-20-103-BK
				•		182-20-103-WH
					•	182-20-103-SN
		•	•			182-20-003-BK
				•		182-20-003-WH
					•	182-20-003-SN

Handflächen-Platten




- Als einzelne Handflächen-Platte geliefert.
- Das Set umfasst zudem einen TASKA-Schraubenzieher und Schrauben.
- Erhältlich in Schwarz, Weiß oder Sand.

Farbausführungen




GRÖßE (ZOLL)	SEITE		FARBE			PRODUKTKENNZEICHEN
	LINKS	RECHTS	SCHWARZ	WEIß	SAND	
7¾ Gen1, Gen2	•		•			168-20-105-BK
				•		168-20-105-WH
					•	168-20-105-SN
		•	•			168-20-005-BK
				•		168-20-005-WH
					•	168-20-005-SN
8¾ Gen1	•		•			TASKA-LPPB-01
				•		TASKA-LPPW-01
					•	TASKA-LPPS-01
		•	•			TASKA-RPPB-01
				•		TASKA-RPPW-01
					•	TASKA-RPPS-01
8¾ Gen2	•		•			182-20-104-BK
				•		182-20-104-WH
					•	182-20-104-SN
		•	•			182-20-004-BK
				•		182-20-004-WH
					•	182-20-004-SN

Fingerspitzen & Finger-Griffgummis



- Fingerspitzen-Kit
- Als fünfteiliger Satz Fingerspitzen geliefert.
 - Das Set umfasst zudem einen TASKA-Schraubenzieher und Schrauben.

GRÖßE (ZOLL)	PRODUKT-KENNZEICHEN
7¼ Gen1, Gen2	168-20-002
8¼ Gen1	152-20-007
8¼ Gen2	182-20-002



- Finger-Griffgummi-Set
- Als vierteiliges Finger-Griffgummi-Set geliefert (nur Finger).
 - Zum Entfernen der alten Griffgummis ist ein (nicht im Lieferumfang enthaltenes) Schneidwerkzeug erforderlich.

GRÖßE (ZOLL)	PRODUKT-KENNZEICHEN
7¼ Gen1, Gen2	168-20-007
8¼ Gen1	152-20-032
8¼ Gen2	182-20-007



TASKA PowerCore™



Raffinierte Stromversorgung.

TASKA-PowerCore-System



- Zuverlässiges und effizientes Laden der TASKA-Hand.
- Enthält Netzladegerät, TASKA-Batterie, TASKA PowerCore-Schalter und Fertigungszubehör.

FARBE	PRODUKT-KENNZEICHEN
Schwarz	TASKA-21AB31
Sand	TASKA-21AC31





do more™

Zubehör

Ersatzteile und Zubehör
für Ihre TASKA Hand.



TASKA-MC-01
Netzladegerät

- Zum Aufladen der Hand an jedem beliebigen Ort über eine Netzsteckdose. Lieferumfang enthält Universal-Steckersatz.



TASKA-CC-01
Kfz-Ladegerät

- Zum Laden der TASKA-Hand unterwegs. Gebrauch über den 12/24-V-Anschluss im Auto.



192-20-002
TASKA Hand Transporttasche

- Zum Schutz der TASKA Hand beim Reisen oder zur Aufbewahrung bei Nichtgebrauch.



TASKA-BIG1-1
TASKA-Akku

- Zusätzlicher 2000-mAh-Akku zur Verwendung mit dem TASKA PowerCore-System.



TASKA PowerCore-Schalter

- Ersatzschalter und Ladeanschluss für das TASKA PowerCore-System.

FARBE	PRODUKT-KENNZEICHEN
Schwarz	193-20-001-BK
Sand	193-20-001-SN



193-20-002
Fertigungszubehör

- Zur Herstellung einer Prothese, die das TASKA PowerCore-System integriert.
- Enthält Laminierdummies, PowerCore-Halterungsrahmen, Installationswerkzeug und Dichtschmiermittel.



152-00-064
Akku-Y-Kabel

- Verdoppeln Sie die Gesamtkapazität des TASKA PowerCore-Systems, indem Sie eine zweite Batterie zur Prothese hinzufügen.

Handgelenk mit Schnelltrennung - Laminiermanschetten-Kits



- Zur Vervollständigung der Wasserdichtheit nutzen Sie die die Schutzart IP67 erfüllende TASKA QD Laminiermanschette und einen 6-poligen Koaxialstecker (in Größe 54 mm und 45 mm erhältlich, Größe 45 mm abgebildet).

PLUG TYPE	PRODUKT-KENNZEICHEN
6-polig (45 mm, schwarz)	TASKA-12BB01
6-polig (45 mm, sandfarben)	TASKA-12BC01
6-polig (50 mm, schwarz)	TASKA-13AB01
6-polig (50 mm, sandfarben)	TASKA-13AC01

Dichtring-Kits für Handgelenk mit Schnelltrennung



- Das Kit enthält alle erforderlichen Komponenten zur Erstellung eines wasserdichten Anschlusses bei TASKA oder Fillauer Motion Control Handgelenken (TASKA, 45 mm, Schwarz, und Sand abgebildet).
- Siehe Website bezüglich der Kompatibilität.

SEAL RING TYPE	PRODUKT-KENNZEICHEN
TASKA Dichtringsatz (45 mm, schwarz)	193-20-025
TASKA Dichtringsatz (45 mm, sandfarben)	193-20-028
TASKA Dichtringsatz (50 mm, schwarz)	195-20-003
TASKA Dichtringsatz (50 mm, sandfarben)	195-20-003-SN
MC Dichtringsatz (klein, schwarz)	193-20-010
MC Dichtringsatz (klein, sandfarben)	193-20-029
MC Dichtringsatz (mittel/breit, schwarz)	195-20-004
MC Dichtringsatz (mittel/breit, sandfarben)	195-20-004-SN

Handgelenk mit Niedrigprofil



152-20-031

Laminier-Kit für Handgelenk mit Niedrigprofil, Gen1

- Zur Herstellung eines neuen Prothesenschafts für Handgelenk mit Niedrigprofil. Gegebenenfalls sind zusätzlich Betriebsschalter, Akku, Schalterblock und Laminierdummy-Blöcke erforderlich.



152-20-030

Wartungs-Kit für Handgelenk mit Niedrigprofil, Gen1

- Zur Instandhaltung der Lauf- und Dichtungsflächen des Handgelenks mit Niedrigprofil der TASKA Hand Gen1/Gen2.



193-20-011

Laminier-Kit für Handgelenk mit Niedrigprofil, CX, 45 mm

- Zur Herstellung eines neuen Prothesenschafts niedrigen Profils. Gegebenenfalls sind zusätzlich Betriebsschalter, Akku, Schalterblock und Laminierdummy-Blöcke erforderlich.



193-20-026

Wartungs-Kit für Handgelenk mit Niedrigprofil, CX

- Zur Instandhaltung der Lauf- und Dichtungsflächen des TASKA CX Handgelenks mit Niedrigprofil.



TASKA-13CD01

Laminier-Kit für Handgelenk mit Niedrigprofil, CX, 50 mm

- Zur Herstellung eines neuen Prothesenschafts niedrigen Profils. Gegebenenfalls sind zusätzlich Betriebsschalter, Akku, Schalterblock und Laminierdummy-Blöcke erforderlich.



152-20-014

Schalterblock

- Als Ersatz für den im Lieferumfang der TASKA-Hand mit Niedrigprofil enthaltenen Schalterblock zum Anschließen des Stromversorgungssystems an die EMG-Eingänge und die TASKA Hand.

