

do more™

taskaprosthetics.com



 **TASKA™**

10 Nelson Street, Riccarton, Christchurch 8011, Nuova Zelanda.

Catalogo
dei prodotti

 **TASKA™**



Le nostre lancette sono
affidabili, impermeabili
e **facili** da usare. Sono
pratiche e intuitive e danno
agli utenti un maggiore
senso di **fiducia e libertà**.



do more™

TASKA CX™

La nostra TASKA hand più piccola
contiene l'energia più grande.

MISURA (POLLICI)	TIPO DI POLSO	LATO MANO		COLORE		CODICE PRODOTTO
		SINISTRO	DESTRO	NERO	SABBIA	
7¼ CX	Polso a scollegamento rapido (QDW)	•		•		TASKA-D2FB31-U1
					•	TASKA-D2FC31-U1
			•	•		TASKA-D1FB31-U1
					•	TASKA-D1FC31-U1
	Polso a basso profilo (LP)	•		•		TASKA-D2CB31-U1
					•	TASKA-D2CC31-U1
			•	•		TASKA-D1CB31-U1
					•	TASKA-D1CC31-U1
7¾ CX	Polso a scollegamento rapido (QDW)	•		•		TASKA-C2FB31-U1
					•	TASKA-C2FC31-U1
			•	•		TASKA-C1FB31-U1
					•	TASKA-C1FC31-U1
	Polso a basso profilo (LP)	•		•		TASKA-C2CB31-U1
					•	TASKA-C2CC31-U1
			•	•		TASKA-C1CB31-U1
					•	TASKA-C1CC31-U1

Le immagini mostrano il formato piccolo da 7¼ di pollice TASKA CX, polso a sgancio rapido (QDW), in nero, con opzioni di colore del coprioggetto.



nero



bianco



talpa



grigio

Coperture

Coperture



- Confezione con coperture singole monocolori e orientamento del lato.
- Disponibili nei seguenti colori: nero, grigio, talpa, bianco e a sabbia.

MISURA (POLLICI)	NOME	LATO MANO		CODICE PRODOTTO
		SINISTRO	DESTRO	
7¼ CX	Copertura, colore nero	•		193-20-109-BK
			•	193-20-009-BK
	Copertura, colore grigio	•		193-20-109-GR
			•	193-20-009-GR
	Copertura, color talpa	•		193-20-109-DS
			•	193-20-009-DS
7¾ CX	Copertura, colore bianco	•		193-20-109-WH
			•	193-20-009-WH
	Copertura, color sabbia	•		193-20-109-SN
			•	193-20-009-SN
	Copertura, colore nero	•		203-20-103-BK
			•	203-20-003-BK
	Copertura, colore grigio	•		203-20-103-GR
			•	203-20-003-GR
	Copertura, color talpa	•		203-20-103-DS
			•	203-20-003-DS
	Copertura, colore bianco	•		203-20-103-WH
			•	203-20-003-WH
	Copertura, color sabbia	•		203-20-103-SN
			•	203-20-003-SN


Parti e accessori sostituibili CX



Kit di punte

- La confezione contiene un set di 5 punte.
- Il kit contiene un apposito strumento TASKA per rimuovere con facilità le punte precedenti.

MISURA (POLLICI)	COLORE		CODICE PRODOTTO
	NERO	SABBIA	
7¼ CX	•		193-20-007-BK
		•	193-20-007-SN
7¾ CX	•		203-20-001-BK
		•	203-20-001-SN
7¾ CX non capacitante	•		203-20-007-BK
		•	203-20-007-SN



Kit di prese prossimali

- La confezione contiene un set di 4 prese prossimali.
- Per rimuovere le prese prossimali precedenti, è necessario l'uso di un attrezzo tagliente (non fornito in dotazione).

MISURA (POLLICI)	COLORE		CODICE PRODOTTO
	NERO	SABBIA	
7¼ CX	•		193-20-008-BK
		•	193-20-008-SN
7¾ CX	•		203-20-002-BK
		•	203-20-002-SN



Guanto TASKA

- Proteggete il TASKA CX con il guanto TASKA. Disponibile come singolo in nero o sabbia. Taglie 7¼ e 7¾.

MISURA (POLLICI)	LATO MANO		COLORE		CODICE PRODOTTO
	SINISTRO	DESTRO	NERO	SABBIA	
7¼ CX	•		•		193-20-131-BK
				•	193-20-132-SN
		•	•		193-20-031-BK
				•	193-20-032-SN
7¾ CX	•		•		203-20-106-BK
				•	203-20-106-SN
		•	•		203-20-006-BK
				•	203-20-006-SN



TASKA HandGen2

La mano protesica per tutto il giorno,
per tutti i giorni.

MISURA (POLLICI)	TIPO DI POLSO	LATO MANO		COLORE			CODICE PRODOTTO
		SINISTRO	DESTRO	NERO	BIANCO	SABBIA	
7¾	Polso a scollegamento rapido (QDW)	•		•			TASKA-C2FB21-U1
					•		TASKA-C2FA21-U1
						•	TASKA-C2FC21-U1
			•	•			TASKA-C1FB21-U1
					•		TASKA-C1FA21-U1
						•	TASKA-C1FC21-U1
	Polso a basso profilo (LP)	•		•			TASKA-C2CB21-U1
					•		TASKA-C2CA21-U1
						•	TASKA-C2CC21-U1
			•	•			TASKA-C1CB21-U1
					•		TASKA-C1CA21-U1
						•	TASKA-C1CC21-U1
8¾	Polso a scollegamento rapido (QDW)	•		•			TASKA-B2FB21-U1
					•		TASKA-B2FA21-U1
						•	TASKA-B2FC21-U1
			•	•			TASKA-B1FB21-U1
					•		TASKA-B1FA21-U1
						•	TASKA-B1FC21-U1
	Polso a basso profilo (LP)	•		•			TASKA-B2CB21-U1
					•		TASKA-B2CA21-U1
						•	TASKA-B2CC21-U1
			•	•			TASKA-B1CB21-U1
					•		TASKA-B1CA21-U1
						•	TASKA-B1CC21-U1

Le immagini mostrano 7¾ pollici TASKA HandGen2, Polso a sgancio rapido (QDW), in nero, bianco e sabbia.


nero

bianco

sabbia

Opzioni per il colore

Coperture del dorso della mano




- La confezione contiene 3 coperture monocolori con orientamento del lato.
- Il kit ha in dotazione 2 strumenti di rimozione.
- Colori disponibili: nero, bianco o sabbia.

Opzioni per il colore

MISURA (POLLICI)	LATO		COLORE			CODICE PRODOTTO
	SINISTRO	DESTRO	NERO	BIANCO	SABBIA	
7¾ Gen1, Gen2	•		•			168-20-106-BK
				•		168-20-106-WH
					•	168-20-106-SN
		•	•			168-20-006-BK
				•		168-20-006-WH
					•	168-20-006-SN
8¾ Gen1	•		•			TASKA-LDPB-01
				•		TASKA-LDPW-01
					•	TASKA-LDPS-01
		•	•			TASKA-RDPB-01
				•		TASKA-RDPW-01
					•	TASKA-RDPS-01
8¾ Gen2	•		•			182-20-103-BK
				•		182-20-103-WH
					•	182-20-103-SN
		•	•			182-20-003-BK
				•		182-20-003-WH
					•	182-20-003-SN

Piastre sul palmo




- La confezione contiene una singola piastra.
- Il kit ha in dotazione un cacciavite TASKA e alcune viti.
- Colori disponibili: nero, bianco o sabbia.

Opzioni per il colore


MISURA (POLLICI)	LATO		COLORE			CODICE PRODOTTO
	SINISTRO	DESTRO	NERO	BIANCO	SABBIA	
7¾ Gen1, Gen2	•		•			168-20-105-BK
				•		168-20-105-WH
					•	168-20-105-SN
		•	•			168-20-005-BK
				•		168-20-005-WH
					•	168-20-005-SN
8¾ Gen1	•		•			TASKA-LPPB-01
				•		TASKA-LPPW-01
					•	TASKA-LPPS-01
		•	•			TASKA-RPPB-01
				•		TASKA-RPPW-01
					•	TASKA-RPPS-01
8¾ Gen2	•		•			182-20-104-BK
				•		182-20-104-WH
					•	182-20-104-SN
		•	•			182-20-004-BK
				•		182-20-004-WH
					•	182-20-004-SN

Punte di presa e prese prossimali



- Kit di punte
- La confezione contiene un set di 5 punte.
 - Il kit ha in dotazione un cacciavite TASKA e alcune viti.

MISURA (POLLICI)	CODICE PRODOTTO
7¼ Gen1, Gen2	168-20-002
8¼ Gen1	152-20-007
8¼ Gen2	182-20-002



- Kit di prese prossimali
- La confezione contiene un set di 4 prese prossimali (solo dita).
 - Per rimuovere le prese prossimali precedenti, è necessario l'uso di un attrezzo tagliente (non fornito in dotazione).

MISURA (POLLICI)	CODICE PRODOTTO
7¼ Gen1, Gen2	168-20-007
8¼ Gen1	152-20-032
8¼ Gen2	182-20-007



TASKA PowerCore™



Potenza raffinata.

do more™

 **TASKA™**

Il sistema TASKA PowerCore



- Per alimentare la TASKA hand in modo affidabile ed efficiente.
- Contiene caricabatterie da rete, batteria TASKA, interruttore TASKA PowerCore e accessori di fabbricazione.

COLORE	CODICE PRODOTTO
Nero	TASKA-21AB31
Sabbia	TASKA-21AC31





do more™

Accessori

Ricambi e accessori per la TASKA hand.



TASKA-MC-01
Caricabatterie di rete

- Ricarica la mano ovunque con una presa a muro. La confezione include un kit di spine universali.



TASKA-CC-01
Caricabatterie per auto

- Ricarica la TASKA hand mentre sei in viaggio. Per l'uso nelle prese per accendisigari in auto da 12 e 24 V.



192-20-002
Custodia da viaggio

- Per proteggere la TASKA in viaggio oppure quando non è utilizzata.



TASKA-BIG1-1
Batteria TASKA

- Batteria aggiuntiva da 2000 mAh da utilizzare con il sistema TASKA PowerCore.



Interruttore TASKA PowerCore

- Interruttore di ricambio e porta di ricarica per il sistema TASKA PowerCore.

COLORE	CODICE PRODOTTO
Nero	193-20-001-BK
Sabbia	193-20-001-SN



193-20-002
Accessori per la fabbricazione

- Per la realizzazione di una protesi che incorpora il sistema TASKA PowerCore.
- Contiene dummies per laminazione, telai di ritenzione PowerCore, utensile di installazione e lubrificante sigillante.



152-00-064
Cavo a Y per batterie

- Raddoppia la capacità totale del sistema TASKA PowerCore aggiungendo una seconda batteria alla protesi.

Polso a scollegamento rapido - Kit collare di laminazione



- Completa la soluzione impermeabile con il collare di laminazione QD TASKA, rating IP67 e la presa coassiale a 6 fascette (misure disponibili: 50 e 45 mm, la figura mostra il modello da 45 mm).

TIPO DI PRESA	CODICE PRODOTTO
6 fascette (45 mm, colore nero)	TASKA-12BB01
6 fascette (45 mm, color sabbia)	TASKA-12BC01
6 fascette (50 mm, colore nero)	TASKA-13AB01
6 fascette (50 mm, color sabbia)	TASKA-13AC01

Polso a scollegamento rapido - Kit anello di tenuta



- Questi kit contengono tutti i componenti necessari alla creazione di un attacco impermeabile per polsi TASKA o Fillauer Motion Control (la figura mostra il modello TASKA, 45 mm, nero e sabbia).
- Per la compatibilità, consultare il sito web.

TIPO DI ANELLO DI TENUTA	CODICE PRODOTTO
Kit anelli di tenuta TASKA (45 mm, colore nero)	193-20-025
Kit anelli di tenuta TASKA (45 mm, color sabbia)	193-20-028
Kit anelli di tenuta TASKA (50 mm, colore nero)	195-20-003
Kit anelli di tenuta TASKA (50 mm, color sabbia)	195-20-003-SN
Kit anelli di tenuta MC (Small, colore nero)	193-20-010
Kit anelli di tenuta MC (Small, color sabbia)	193-20-029
Kit anelli di tenuta MC (Medium/Large, colore nero)	195-20-004
Kit anelli di tenuta MC (Medium/Large, color sabbia)	195-20-004-SN

Polso a basso profilo



152-20-031

Kit di laminazione per basso profilo, Gen1

- Per la fabbricazione di un vaso a basso profilo. Potrebbero essere inoltre richiesti interruttore di accensione, batteria, blocco interruttore e blocchi fittizi di laminazione.



152-20-030

Kit di manutenzione per basso profilo, Gen1

- Per mantenere in buone condizioni le superfici sigillanti del polso a basso profilo TASKA HandGen1/Gen2.



193-20-011

Kit di laminazione per basso profilo, CX, 45 mm

- Per la fabbricazione di un vaso a basso profilo. Potrebbero essere inoltre richiesti interruttore di accensione, batteria, blocco interruttore e blocchi fittizi di laminazione.



193-20-026

Kit di manutenzione per basso profilo, CX

- Per sostituire il blocco interruttore in dotazione con le TASKA hand a basso profilo, in modo da collegare il sistema d'alimentazione agli input EMG e alla TASKA hand.



TASKA-13CD01

Kit di laminazione per basso profilo, CX, 50 mm

- Per la fabbricazione di un vaso a basso profilo. Potrebbero essere inoltre richiesti interruttore di accensione, batteria, blocco interruttore e blocchi fittizi di laminazione.



152-20-014

Blocco interruttore

- Per sostituire il blocco interruttore in dotazione con le TASKA hand a basso profilo, in modo da collegare il sistema d'alimentazione agli input EMG e alla TASKA hand.

