

La original. Diseñada para la vida.

La fiabilidad y versatilidad de la TASKA HandGen2 permite a los usuarios un mayor control de su vida diaria.

Liberación de nudillos rearmable

Los nudillos liberables protegen los dedos para no dañarlos y se rearman fácilmente.

Bloque de nudillos amortiguador

Proporciona durabilidad a la mano y permite que los dedos se abran ofreciendo un agarre más natural.

Botones de ciclo de agarre

Los botones fáciles de usar permiten un acceso sencillo a los cambios de agarre y otras características.

Rotación motorizada del pulgar

La rotación motorizada imita el movimiento real de la mano y mejora la velocidad de agarre.

Muñeca flexible

Muñeca flexible incorporada con tres posiciones bloqueables o modo de flexión libre.



Para más información, visite taskaprosthetics.com

La mano protésica para **todo el día, todos los días.**

La primera mano mioeléctrica y multiarticulada impermeable del mundo no se parece a ninguna otra prótesis del mercado.

Fiabilidad y versatilidad

- El bloque de nudillos amortiguador reduce el riesgo de daños por impacto.
- Liberación de nudillos rearmable para una resistencia mejorada.
- Un amplio acolchado absorbe los golpes y limita la vibración.
- Toda la robustez que espera de TASKA.

Estanca

- No hay necesidad de guantes frágiles gracias al grado IP67.
- Lávese ambas manos con agua y jabón de forma fácil y segura.
- Realice tareas cotidianas como lavar los platos, limpiar el automóvil, etc.
- Opción de muñeca disponible con la tecnología de estanqueidad HydroSeal™ de TASKA, permitiendo la inmersión más allá de la muñeca.

Fácil

- Movimiento de dedos para unos agarres fiables, botón de bloqueo para seguridad y control, pulgar motorizado y agarres personalizables con la aplicación MyTASKA.
- Cubiertas dorsales y puntas de agarre fáciles de sustituir.
- Muñeca flexible incorporada.

Opciones

- Muñeca de desconexión rápida (QDW) o de perfil bajo (LP).
- Disponible en negro, blanco o arena.
- Disponible en tamaño mediano y grande.

Garantía y servicio

Garantía estándar de 2 años (ampliable a 5 años).

- Servicio anual de cortesía.
- Se proporcionan unidades de préstamo durante todos los servicios y reparaciones.

Contenido del embalaje

- Cubierta dorsal y puntas de agarre de recambio.
- Kit de collar de laminación (solo bajo perfil).

Todas las manos TASKA son compatibles con diversos componentes y accesorios. Consulte el sitio web de TASKA para obtener más información.

Dimensiones y pesos



DIMENSIONES			MEDIANA	GRANDE
A	Longitud de mano	(QDW) (LP)	179 mm 179 mm	180 mm 180 mm
B	De la base de la mano a la base de la muñeca	(QDW) (LP)	17 mm 12 mm	17 mm 12 mm
C	Diámetro en la muñeca		54 mm	54 mm
D	Longitud de punta de pulgar		123 mm	123 mm
E	Ancho de palma		82 mm	88 mm
F	Perímetro de los nudillos		197 mm (7¾")	210 mm (8¼")

TABLA DE ESPECIFICACIONES PRINCIPALES			
Carga de transporte máxima			20 kg
Fuerzas de agarre	Pulgar		22 N
	Dedo		12.5 N
Velocidad de dedo	Pulgar		63°/s
	Dedo		98°/s
	Rotador del pulgar		180°/s
Apertura máxima			100 mm (3.94")
Rango de rotación de muñeca	(QDW)		Ilimitada
	(LP)		90°
Posición de bloqueo de extensión de la muñeca			15°
Posición de bloqueo de flexión de la muñeca			25°
Grado de estanqueidad			IP67
Rango de temperatura de funcionamiento			De -10 °C a 60 °C
Tensión de funcionamiento			7,4 V (nominal)
Peso	Mediano	(QDW) (LP)	605 g 556 g
	Grande	(QDW) (LP)	644 g 595 g