

do more™

taskaprosthetics.com



10 Nelson Street, Riccarton, Christchurch 8011, Neuseeland.

Willkommen



Rev: H





do more™

Ein neuer Maßstab für Prothesen der oberen Gliedmaße.

All unsere myoelektrischen, multiartikulierenden
Handprothesen sind:

Zuverlässig. Wasserdicht. Einfach.

TASKAs Handprothesen sind erstklassig, bahnbrechend,
und dazu bestimmt, eine bedeutende Rolle im Leben ihrer
Nutzer zu spielen.

Alle Bilder dienen alleine zu Marketingzwecken.
Nutzungseinschränkungen der TASKA-Hand finden Sie auf taskaprosthetics.com

TASKA™

“

Für uns dreht sich alles darum, **lebensnahe Anwendbarkeit** zu bieten, die das Leben der Menschen verbessert. ”

Mat Jury
Gründer



Ein Erbe der Innovation.

— Alles begann mit einem Hobbyprojekt...

Die TASKA-Hand wurde von Mat Jury bei ihm Zuhause in Neuseeland erfunden - ein kleines Land, das schon so manche clevere Entwicklung hervorgebracht hat.

Mat tüftelte in seiner Freizeit in seiner Garage daran, die Probleme zu lösen, mit denen damals alle myoelektrischen Handprothesen auf dem Markt behaftet waren: Flexibilität und Empfindlichkeit.

Indem er sich auf die Erkenntnisse von internationalen Experten, Orthopädietechnikern

und Anwendern stützte, entwickelte er die Technologie hinter dem flexiblen Handflächen-Design der ersten TASKA-Hand (und ließ sie patentieren).

Mittlerweile hat sich TASKA den Ruf erworben, die robustesten, multiartikulierenden myoelektrischen Handprothesen auf dem Markt anzubieten - und die erste wasserdichte. Die TASKA-Hand hat dem TASKA-Team eine Reihe von Innovationspreisen eingebracht, vor allem aber hat sie das Leben von zahlreichen Amputierten positiv verändert.

TASKA Champions

Inspirierende Geschichten von einigen unserer TASKA-Superanwender.

Melanie ist jemand, die immer einen Weg findet, um ihr Ziel zu erreichen. Sie ist auf einer Reise, sich in ihr neues Leben hineinzufinden, auf einer Reise zu ihrem wahren Ich.

„Ich war in einer Produktion von Chicago und habe dafür meinen Arm nicht getragen. Ich spielte eine knallharte Amputierte... Und erkannte: das bin ich; ich bin der gleiche Mensch... Und (um eine lange Geschichte kurz zu machen), arbeite ich jetzt als Förderin der Inklusion von Behinderten in Film und Fernsehen.“

Melanie, die seit sie acht Jahre alt war Theater spielte, wollte nach der Amputation die Schauspielerei wieder mit einer rein kosmetischen Kunsthand aufnehmen.

„Ich erkannte jedoch, dass das keinen Sinn machte. Sie sah zwar aus wie eine echte Hand, aber beim Schauspielen, geht es nicht darum, dem Publikum etwas vorzumachen, man muss authentisch sein... und ich brauchte zwei

funktionierende Hände.“

Da Melanie ein sehr aktiver Mensch ist, wollte sie eine robuste Hand, die schon einiges mitmacht.

„Ich liebe die Strapazierfähigkeit der TASKA-Hand. Ich muss nicht mehr ständig darauf warten, dass die Hand aus der Reparatur zurück ist - das liebe ich - wirklich - sie ist ein viel smarteres Gerät. Wenn ich etwas halte, kann ich das Gewicht nahezu fühlen. Man fühlt den Widerstand - das ist schon verrückt - man hat fast das Gefühl, die Hand hätte ein Gehirn.“

Wenn Melanie sich nicht gerade für einen Auftritt vorbereitet oder ins Rampenlicht tritt, ist sie freiwillig für die Amputee Coalition of America tätig, wo sie Yoga für die Limb Difference Community unterrichtet.

„Ich finde neue Wege, meine Authentizität herüberzubringen. Was Yoga und das Schauspielen anbetrifft, kann ich das nicht machen, ohne ganz bei mir zu sein - meine TASKA-Hand gibt mir Selbstvertrauen, sie ist ein Gesprächsaufhänger... und das Beste ist, wieder zurück zu sein in meiner Community.“

do more™

„Ich nutze meine TASKA, um wieder zu den Dingen zurückzufinden, die ich am meisten liebe.“

Melanie Rivera Waldman

Schauspielerin,
Yoga-Lehrerin, Limb Difference
Inklusionsbotschafterin,
TASKA Champion.



„Einfach nur ein Messer halten zu können... **Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für mich bedeutet.**“

Korrin Barrett

Verbandsvorsitzende, Inklusionsbotschafterin, öffentliche Rednerin, TASKA Champion.

Die Menschen wissen „die kleinen Dinge des Lebens“ oft nicht zu schätzen. Da reicht schon eine fünfzehnminütige Unterhaltung mit Korrin Barrett, um sich vor Augen zu führen, was für ein Glück sie haben.

„Einfach nur ein Messer halten zu können... Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für mich bedeutet,“ berichtet Korrin in Erinnerung an einen kürzlichen Restaurantbesuch. Als Korrin das erste Mal mit ihrer TASKA CX™ ins Restaurant ging, fragte sie ihre Freundin (wie immer), „Soll ich dir das Essen klein schneiden?“ und jetzt konnte Korrin sagen, „Nein, dankeschön. Ich bekomme das jetzt allein hin.“

do more™



Korrin ist vierfach amputiert. Ihr wurden beide Beine unterhalb der Knie amputiert, ebenso wie die Finger der linken Hand und ihr rechter Unterarm aufgrund einer Sepsis, die durch einen unentdeckten Darmdurchbruch verursacht wurde. Sie verbrachte viele Tage im künstlichen Koma und Monate im Krankenhaus, um wieder zu lernen, eigenständig zu leben.

Kurz bevor Korrin 2022 von Australien nach Neuseeland zurückkehrte, fragte sie bei TASKA an, ob sie die neue TASKA CX testen könne. „Als Mat und David den Prototypen fertig hatten, stiegen sie sogar in den Flieger und brachten ihn mir nach Hawkes Bay, damit ich ihn ausprobieren konnte.“ Am Tag darauf flog Korrin in die USA zur Bilateral Limb Conference und begann mit dem Testen ihrer TASKA CX.

Korrin wird gern als öffentliche Rednerin eingeladen, weil sie sehr motivierend ist, wenn es um das Thema Kraft durch Resilienz geht. „Meine Kindheit war nicht immer leicht, Resilienz ist also etwas, was mich schon mein ganzes Leben begleitet. Vor meiner Krankheit habe ich vieles für selbstverständlich genommen. Heute weiß ich viel mehr Dinge zu schätzen und bin für vieles dankbar.“ Für Korrin ist die größte Lektion, auch die kleinen Sachen im Leben zu schätzen. Und sich über alle Erfolge zu freuen. Man muss immer nach vorn blicken und sich realistische Ziele setzen.

Korrin verbringt viel Zeit als Botschafterin für Organisationen oder Themen, die ihr am Herzen liegen. Dies war einer der

Gründe, warum die Chemie mit TASKA sofort stimmte. „Da ich selbst aus Neuseeland stamme, finde ich es toll, dass die Hand ein neuseeländisches Produkt ist,“ kommentiert Korrin mit deutlichem Stolz auf ihre Heimat. „Wenn etwas schief geht, kümmert sich TASKA unverzüglich darum. Nichts ist ein Problem.“ Korrin besuchte den Geschäftssitz von TASKA in Christchurch und mochte das familiäre Ambiente dort - sie hatte das Gefühl, hier nicht nur eine Zahl zu sein.

Korrin hat drei Lebensmaxime, die sie gern anderen Menschen auf den Weg gibt: 1. Nerv dich nicht wegen Nichtigkeiten. 2. Wenn es keine Herausforderung ist, wächst du auch nicht daran. 3. Leben besteht zu 10 % aus Dingen, die passieren und zu 90 % daraus, wie du darauf reagierst. Es geht im Leben also darum, zu entscheiden, richtig zu reagieren, denn es gibt so viele schöne Dinge im Leben.

„Ich finde es toll, dass die TASKA CX ziemlich weiblich ist und dass man die Handrückenabdeckungen austauschen kann. Ihre Lieblingsabdeckung, wenn sie abends ausgehen möchte, ist die weiße. „Ich kann sogar ein Glas Wein in der Hand halten.“ Ihre vorherige Handprothese war mitunter störanfällig und so konnte sie ihr Weinglas einmal nicht mehr loslassen. Und so musste sie es mit nach Hause nehmen. „Der Taxifahrer hat sich etwas gewundert,“ erinnert sie sich lachend. „Diese neue Hand ist schon ein gewaltiger Qualitätssprung und ich habe viel mehr Vertrauen in sie.“

“
Die TASKA-Hand so **robust**
ist, fühle ich mich wesentlich
sicherer.”

Jodie O’Connell Ponkos

Pferdetrainerin, Reittherapeutin,
TASKA Champion.



Die Arbeit mit Pferden ist körperlich anstrengend und umfasst viele Tätigkeiten, bei denen die Handprothese Schaden nehmen könnte.

„Ich hatte es so leid, dass die Handprothesen ständig kaputt gingen, dass ich gar keine mehr trug.“

Das änderte sich jedoch, als Jodie die TASKA-Hand kennenlernte. „Ich mache mir weniger Sorgen und fühle mich wesentlich sicherer dabei, Neues auszuprobieren,

ohne Angst, dabei meine Hand zu beschädigen. Mir in der Zeit der Pandemie meine Hände waschen zu können, hat einfach alles geändert.“

„Auch ihre Vielseitigkeit ist beeindruckend. Ich kann heute viel mehr machen: im Stall arbeiten, wandern, campen und (vor allem) reiten! Ich kann Schubkarren schieben, einen Laubbläser bedienen und all die kleinen Dinge des Alltags tun, über die man sich normalerweise keine Gedanken macht, wie z. B. eine Tüte Chips öffnen.“

do more™

“
Die TASKA-Hand kann
viel mehr Gewicht halten,
als ich dachte!”

Nic Hite

Ingenieur, sportbegeistert,
TASKA Champion.



Nic hebt Gewichte – sowohl im Fitnessstudio als auch zu Hause.

„Ich trage schwere Taschen und schleppe große Koffer die Treppen hoch - alles mit der TASKA-Hand. Sie gibt mir die Gewissheit, dass ich mit der Prothese nicht super vorsichtig sein muss. Bei einem Umzug habe ich einige schwere Kisten getragen und machte mir Sorgen, dass die Finger kaputt gehen könnten, aber sie sind völlig heil geblieben!“

„Die Leute halten mich jeden Tag auf der Straße an und sagen mir, wie cool sie meinen neuen Arm finden. Das ist schon

verrückt! Herkömmliche Prothesen kommen eher wie ein „medizinisches Gerät“ herüber, während die TASKA-Hand wie aus einem Science-Fiction-Film aussieht. Ich glaube, das trägt dazu bei, dass die Leute mehr wissen wollen - sie fragen mich, wie ich die TASKA-Hand bewege, und ob wir mal Hände schütteln können.“

„Ich denke, dass meine Entscheidung für die TASKA-Hand der beste Weg für ANDERE war, das Selbstbewusstsein, das ich schon habe, zu verstehen.“

TASKA CX™

Ihre Wasserdichtheit nach Schutzklasse IP67, eleganten Konturlinien, modernes Motordesign und Touchscreen-Kompatibilität machen diese Hand zu einer der höchstentwickelten Handprothesen auf dem heutigen Markt.

Fingerspreizen

Für verlässliches Greifen.

Rücksetzbare Überlastsicherung der Finger

Verhindert eine Beschädigung der Finger.

Greifzyklus-Tasten

Leichter Zugang zu Griffen und Funktionen.

Bewegliches Handgelenk

Zur Reduzierung kompensatorischer Bewegung.

Touchscreen-Fingerkuppen

Zur leichten Bedienung von Touchscreens.

Ersetzbare Silikon-Fingerspitzen (Daumen und Finger)

Für zuverlässige Griffsicherheit.

Personalisierbare Handrückenabdeckungen

In verschiedenen Farben und Designs.

Motorisierte Daumenrotation

Für mehr Vielseitigkeit der Griffe.

Die Abbildung zeigt eine TASKA CX 7¼ Small, Handgelenk mit Schnelltrennung (QDW)*, in Schwarz, mit Handrückenabdeckung in der Farbe Taupe.

Bilder sind nicht maßstabsgetreu.

do more™



TASKA CX

* Beide Modelle sind mit dem Schnelltrennungs- (QD) und Niedrigprofil- (LP) Handgelenk erhältlich



TASKA HandGen2

TASKA HandGen2

Es gibt so viele Gründe warum dies zurzeit eine der beliebtesten Handprothesen auf dem Markt ist.

Ersetzbare Silikon-Fingerspitzen (Daumen und Finger)

Für zuverlässige Griffsicherheit.

Greifzyklus-Tasten

Leichter Zugang zu Griffen und Funktionen.

Motorisierte Daumenrotation

Für mehr Vielseitigkeit der Griffe.

Die Abbildung zeigt eine TASKA HandGen2 7¾ Medium, Handgelenk mit Niedrigprofil (LP)*, in Schwarz, mit Handrückenabdeckung in der Farbe Schwarz.

* Beide Modelle sind mit dem Schnelltrennungs- (QD) und Niedrigprofil- (LP) Handgelenk erhältlich



Fingerspreizen

Für verlässliches Greifen.

Rücksetzbare Überlastsicherung der Finger

Verhindert eine Beschädigung der Finger.

Stoßdämpfender Knöchelblock

Für besondere Robustheit.

Austauschbare Handrückenabdeckung

Erhältlich in 3 Farben.

Bewegliches Handgelenk

zur Reduzierung kompensatorischer Bewegung.

Die alltagstaugliche Hand für jeden Tag.

Um alle Herausforderungen des Lebens zu meistern.

Mit TASKA müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, ob Ihre Prothese den Anforderungen des täglichen Lebens standhält.

Mit einer TASKA Hand können Sie alles tun: vom Rasenmähen und Unkraut jäten bis zum Anziehen und Händewaschen. Eine umfassende Dämpfung absorbiert Stöße und begrenzt Vibrationen, während gleichzeitig das Risiko von Schäden durch Stöße oder Aufprall verringert wird.



					
-10 bis 45°C Umgebungs-temperaturbereich	IP67 Wasserdicht	100mm Öffnungs-weite	23 Griffe Ausführung der meisten Aufgaben mit 3 Hauptgriffen	20kg Gesamt-traglast	zuverlässig vielfältig einsetzbar und einfach in der Anwendung

do more™

Beim Kochen alles im Griff.





Problemlos Gemüse waschen.

do more™

Wirklich komplett, übers Handgelenk hinaus wasserdicht

Kein Handschuh, kein Problem.

Da alle TASKA Handprothesen nach Schutzklasse IP76 wasserdicht sind, können Sie problemlos Geschirr spülen, Ihren Garten bewässern oder im Regen spazieren, wissend, dass dies Ihrer Hand nichts anhaben kann.

Aber natürlich hören die Vorteile nicht bei alltäglichen Aufgaben und Pflichten auf. Die Fähigkeit, Ihre Prothese zu reinigen, und die Leichtigkeit, mit der Sie sich die Hände waschen können, bedeutet auch eine erheblich verbesserte Hygiene für Sie.

Alle TASKA Handanprothesen werden mit der Handgelenksoption TASKA HydroSeal™ Technologie zur wasserdichten Abdichtung angeboten, die ein Eintauchen der Hand in Wasser über das Handgelenk hinaus ermöglicht.



-10 bis 45°C
Umgebungs-
temperaturbereich



IP67
Wasserdicht



100mm
Öffnungs-weite



23 Griffe
Ausführung der meisten
Aufgaben mit 3 Hauptgriffen



20kg
Gesamt-traglast



zuverlässig
vielfältig einsetzbar und
einfach in der Anwendung



Intelligenter Griffe & eine natürlichere Bewegung.

Darauf sollten Sie anstoßen!

Egal, ob Sie Hände schütteln, einen Besen zur Hand nehmen oder irgendwelche Utensilien nutzen wollen - die flexiblen Finger der TASKA- Hand bieten Ihnen einen sichereren Halt bei einer größeren Auswahl an Objekten. Dank intelligenter Tasten und einem intuitiven System, ist es leicht, zwischen den einzelnen Griffen zu wechseln. Gleichzeitig sorgt eine einzigartige Finger-Überlastsicherung dafür, dass die Finger bei zu hoher Krafteinwirkung keinen Schaden nehmen.

Darüber hinaus ahmt die optimierte Handgelenksflexion, die in jede unserer Hände integriert ist, eine natürliche Bewegung nach und erleichtert ungemein alltägliche Aufgaben wie z.B. das Trinken aus einem Glas.



-10 bis 45°C
Umgebungs-
temperaturbereich



IP67
Wasserdicht



100mm
Öffnungs-weite



23 Griffe
Ausführung der meisten
Aufgaben mit 3 Hauptgriffen



20kg
Gesamt-traglast



zuverlässig
vielfältig einsetzbar und
einfach in der Anwendung

do more™



Alltagsdinge zu tun, wird zur Selbstverständlichkeit.

MyTASKA App und fortlaufender Support.

Laden Sie die MyTASKA App herunter, um die Nutzung auf Ihren Alltag zuzuschneiden.

Mit der MyTASKA App haben Sie alles unter Kontrolle, denn Sie haben einfachen Zugang zur Personalisierung Ihrer Einstellungen und Griffe.

Nutzen Sie Ihre Hand so wie Sie es möchten. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Griffe hinzuzufügen, zu entfernen und neu anzuordnen, und so eine Konfiguration zu erstellen, die am besten zu Ihnen passt.

Laden Sie die MyTASKA App im Apple Store oder bei Google Play herunter.

Wir haben Service- und Reparaturzentren auf der Nord- und Südhalbkugel, was bedeutet, dass Hilfe für Ihre TASKA-Hand nie weit entfernt ist und Sie sie im Handumdrehen wieder voll nutzen können.

Ersatzteile und Akkus sind jederzeit erhältlich, während unsere jährliche Wartung sowohl das Schmieren, Einstellen und Upgrades als auch eine allgemeine Wartung umfasst. Eine Ersatzhand wird bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten im Rahmen der Garantie leihweise zur Verfügung gestellt.

do more™

Mit einer personalisierten Hand alles im Griff.



TASKA™