



do more™

taskaprosthetics.com



10 Nelson Street, Riccarton, Christchurch 8011, Nueva Zelanda.

Bienvenido



Rev: H





do more™

Estamos marcando la pauta en
prótesis de miembro superior.

En TASKA hacemos manos mioeléctricas
y multiarticuladas:

Fiable. Estanca. Fácil.

Son de clase mundial, los primeros de su clase,
y están destinados a desempeñar un gran papel
en la vida cotidiana de los usuarios.

Todas las imágenes son solo para fines de marketing. Para las
limitaciones de uso de la TASKA Hand, visite taskaprosthetics.com

TASKA™

“

Para nosotros, todo se centra en ofrecer **practicidad en la vida real que mejore el día a día de las personas.** ”

Mat Jury
Fundador



do more™

Un legado de innovación.

—
Empezó como un proyecto apasionado a media jornada.

La TASKA Hand fue desarrollada por el inventor Mat Jury en Nueva Zelanda, un pequeño país con un gran prestigio por el pensamiento ágil.

Empezó en su garaje, en su tiempo libre, tratando de resolver los problemas de flexibilidad y fragilidad que afectaban a todas las manos mioeléctricas del mercado.

Valiéndose de los conocimientos adquiridos de expertos internacionales, clínicos y usuarios,

fue el precursor de la tecnología (y la patente) detrás del diseño de la palma flexible de la primera TASKA Hand.

Hoy en día, TASKA se ha ganado el reconocimiento de producir las manos mioeléctricas y multiarticuladas más robustas del mercado, y las únicas impermeables. Le ha hecho ganar al equipo de TASKA un montón de premios a la innovación y, lo más importante, ha cambiado la vida de las personas con una diferencia en las extremidades superiores.

The TASKA logo, consisting of a stylized 'T' icon followed by the word 'TASKA' in a bold, sans-serif font.

TASKA Champions

Historias inspiradoras de algunos de nuestros superusuarios TASKA.

En el fondo, Melanie es una persona que encuentra soluciones. Está en un viaje de adaptación y conexión con su auténtico ser.

«Estuve en una producción de Chicago y no me puse el brazo para la ocasión. Hice el papel de una amputada de primera... Me di cuenta de que yo soy así; soy la misma persona... y (resumiendo) ahora trabajo defendiendo a los discapacitados en el cine y la televisión».

Involucrada en el teatro desde los ocho años, Melanie volvió a entrar en el circuito de las audiciones con una mano cosmética.

«Me di cuenta de que no tenía valor. Es posible que pareciese una mano de verdad, pero actuar no consiste solo en aparentar; se trata de encontrar tu verdad. Necesitaba dos manos que funcionasen».

do more™

Al ser una persona muy activa, Melanie había estado buscando una mano robusta, que pudiese aguantarlo todo.

«Me encanta la durabilidad de la TASKA. Ya no tengo que esperar a que reparen la mano, me encanta, de verdad... es un dispositivo más eficiente. Si estoy agarrando algo, casi siento el peso. Se puede notar la resistencia, es realmente sorprendente, es como si tuviese cerebro».

Cuando no está preparándose para la cámara o esperando para entrar en escena, Melanie es voluntaria en la Coalición de amputados de América, enseñándoles yoga accesible.

«Estoy encontrando una nueva forma de expresar mi autenticidad. En el yoga y en la actuación, no puedo estar sin ser yo misma, tal como soy; mi TASKA me da confianza en mí misma, me ayuda a iniciar una conversación...y lo mejor es haber vuelto a mi comunidad».



“ He usado mi TASKA para **volver a hacer** las cosas que más me gustan. ”

Melanie Rivera Waldman

Actriz, profesora de yoga, defensora de las extremidades distintas, TASKA Champion.

“
Tan solo ser capaz de sujetar un
cuchillo. **No te puedes imaginar
lo que eso significa.**”

Korrin Barrett

Presidenta, defensora, conferenciante
y TASKA Champion.

Si quiere saber lo importantes que son las «pequeñas
cosas», pase quince minutos conversando con
Korrin Barrett.

«Tan solo ser capaz de sujetar un cuchillo. No te
puedes imaginar lo que eso significa». Korrin comentó
una experiencia reciente en un restaurante con su
TASKA CX™. Su amiga la preguntó (como siempre):
¿Quieres que te corte la comida?» a lo que Korrin
respondió: «No, déjame a mí».

Korrin es amputada cuádruple. Perdió las piernas por
debajo de la rodilla y los dedos de la mano izquierda,
así como el brazo derecho hasta el antebrazo debido

do more™



a un síndrome séptico causado por una perforación
de intestino no detectada. Pasó muchos días en coma
inducido y meses en el hospital, aprendiendo a ser
independiente de nuevo.

Korrin es conocida en el círculo de conferenciantes
hablando de resiliencia. «Antes de que esto sucediera,
daba muchas cosas por sentado. Esto ha supuesto un
gran cambio a la hora de valorar y agradecer».

Korrin es embajadora de organizaciones e ideas muy
personales para ella. Es una de las razones por las que
conectó con TASKA. «Como neozelandesa, me encanta
lo que se hace en Nueva Zelanda», añade con un tono
patriótico. Korrin afirma que hay un ambiente familiar
cuando visita la oficina central de TASKA y no se siente
solo un número.

A Korrin le gusta combinar la ropa con la mano.
«Me encanta que la TASKA CX sea tan femenina, y
me encanta cambiar las cubiertas». Su placa favorita
para los eventos nocturnos es la blanca. «Lo mejor de
todo es que puedo sujetar una copa de vino». La mano
anterior de Korrin tuvo un fallo en el agarre y no pudo
soltar la copa de vino. «¡Fue una vuelta a casa en taxi
memorable!», dice riendo. «Esta nueva mano ha sido un
verdadero avance en calidad y confianza para mí».



“La TASKA Hand es tan **duradera** que tengo una sensación de **seguridad** mayor.”

Jodie O’Connell Ponkos

Entrenadora de caballos, pionera,
TASKA Champion.



Trabajar con caballos es muy exigente a nivel físico, con muchas actividades diarias que podrían dañar una prótesis.

«Estaba tan harta de romperme las manos que dejé de utilizarlas». Pero todo eso cambió cuando Jodie conoció la TASKA Hand.

«Me preocupo menos y tengo mucha más confianza para probar cosas nuevas, sin el temor de dañarme la mano.

Poder lavarme las manos durante la pandemia supuso una gran diferencia».


«La versatilidad también es increíble. Ahora puedo hacer mucho más, desde trabajar en el establo hasta hacer senderismo, acampar y (por supuesto)... ¡montar a caballo! Puedo mover carretillas, usar un soplador de hojas e incluso hacer todas esas pequeñas tareas complicadas en las que nunca piensas, como abrir una bolsa de patatas fritas».

do more™

“¡La TASKA Hand puede **sostener mucho más peso** del que pensaba!”

Nic Hite

Ingeniero, amante del gimnasio,
TASKA Champion.



Nic es levantador de pesos, tanto en el gimnasio como en casa.

«He levantado bolsas pesadas y he subido grandes maletas por las escaleras... todo con la TASKA. Me ofrece la confianza de saber que no necesito ser especialmente delicado con el sistema. Cuando transportaba cajas pesadas de un lado a otro, siempre me preocupaba que los dedos se rompieran... ¡pero han resistido perfectamente!»

«La gente me para por la calle cada día para decirme lo

fantástico que es mi nuevo brazo. ¡Es una locura! Otras prótesis se parecen más a un dispositivo médico, mientras que la TASKA parece recién sacada de una película de ciencia ficción. Creo que eso contribuye a que las personas quieran saber más: me preguntan cómo la muevo y me piden que les estreche la mano».

«Creo que utilizar la TASKA ha sido la mejor manera para que OTRAS personas comprendan la seguridad que tengo en mí mismo».

TASKA CX™

Una estanqueidad de clase IP67, unas líneas moldeadas, un diseño de motor avanzado y un tacto capacitivo la convierten en la mano protésica más avanzada del mercado en la actualidad.

Liberación de nudillos rearmable

Evita dañar los dedos.

Botones de ciclo de agarre

Fácil acceso a los agarres y las características.

Muñeca flexible

Para un movimiento compensatorio reducido.



Tacto capacitivo

Para utilizar fácilmente pantallas táctiles estándar.

Movimiento de dedos

Para un agarre con confianza.

Puntas de agarre de silicona sustituibles (pulgar y demás dedos)

Para un agarre seguro.

Personalización de la cubierta

Disponible en una amplia gama de colores y diseños.

Rotación del pulgar motorizada

Permite un agarre más versátil.

La imagen muestra un tamaño TASKA CX pequeño de 7¼ pulgadas, muñeca de desconexión rápida (QDW)* color negro, con cubierta crepúsculo.

Las imágenes no están a escala.

do more™



* Ambos modelos están disponibles con la muñeca de desconexión rápida o la muñeca de perfil bajo.

TASKA™



TASKA HandGen2

do more™

Las imágenes no están a escala.

TASKA HandGen2

Hay muchas razones por las cuales esta es una de las prótesis más populares del mercado actual.

Puntas de agarre de silicona sustituibles (pulgar y demás dedos)
Para un agarre seguro.

Botones de ciclo de agarre
Fácil acceso a los agarres y las características.

Rotación del pulgar motorizada
Permite un agarre más versátil.

La imagen muestra un tamaño TASKA HandGen2 mediano de 7¾ pulgadas, muñeca de perfil bajo (LP)*, color negro, con cubierta negra.

* Ambos modelos están disponibles con la muñeca de desconexión rápida o la muñeca de perfil bajo.



Movimiento de dedos
Para un agarre con confianza.

Liberación de nudillos rearmable
Evita dañar los dedos.

Bloque de nudillos amortiguador
Para una mano realmente robusta.

Cubierta dorsal reemplazable
Disponible en 3 colores.

Muñeca flexible
Para un movimiento compensatorio reducido.



La mano para todo el día,
todos los días.

Diseñada para todo lo que le depare la vida.

Con la TASKA, ya no tiene que preocuparse de si su prótesis puede soportar los rigores de la vida diaria.

Una TASKA Hand le permite hacer todo, desde cortar el césped y deshierbar hasta vestirse y lavarse las manos. Un amplio acolchado absorbe los golpes y limita la vibración, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de daños por impacto.



-10 °C a 45 °C
intervalo de temperatura
ambiental



IP67
clasificación de
impermeabilidad



100 mm
intervalo de
apertura



20 kg
carga de
transporte total



23 agarres
haga la mayoría de las tareas
con 3 agarres básicos



fiable
versátil y
fácil de usar

do more™

Cocine con confianza.





Lave verduras fácilmente.

do more™

Realmente y completamente estanca al agua.

— ¿No tiene guantes? No importa.

Como las TASKA Hands tienen una impermeabilidad de clase IP67, puede realizar actividades como lavar los platos, regar el jardín o sencillamente caminar bajo la lluvia, con la seguridad de que no está poniendo en peligro la mano.

Por supuesto, las ventajas no se limitan a las tareas y los quehaceres domésticos diarios. La capacidad de limpiar su prótesis, y la facilidad con la que puede lavar ambas manos juntas, significa que la higiene también mejora notablemente.

Todas las TASKA Hands vienen con opciones de muñeca que incluyen la tecnología de estanqueidad HydroSeal™ de TASKA, permitiendo la inmersión más allá dela muñeca.



-10 °C a 45 °C

intervalo de temperatura ambiental



IP67

clasificación de impermeabilidad



100 mm

intervalo de apertura



20 kg

carga de transporte total



23 agarres

haga la mayoría de las tareas con 3 agarres básicos



fiable

versátil y fácil de usar

Agarres más inteligentes y un movimiento más natural.

Ahora tenemos algo que celebrar.

Ya sea estrechando la mano, sosteniendo una escoba o empleando utensilios, los dedos flexibles de la TASKA Hand proporcionan un agarre más firme en una mayor gama de objetos. Los botones inteligentes y una estrategia de cambio intuitivo significan que es fácil cambiar de un agarre a otro, mientras que una función exclusiva de liberación de nudillos rearmable previene el daño a los dedos.

Además, la flexión optimizada de la muñeca, que está incorporada en cada una de nuestras manos, imita el movimiento natural y hace que las tareas diarias como beber de un vaso sean mucho más fáciles.



-10 °C a 45 °C
intervalo de temperatura
ambiental



IP67
clasificación de
impermeabilidad



100 mm
intervalo de
apertura



20 kg
carga de
transporte total



23 agarres
haga la mayoría de las tareas
con 3 agarres básicos



fiable
versátil y
fácil de usar

do more™



Aplicación MyTASKA y asistencia permanente.

— Descargue la aplicación MyTASKA y personalice su vida.

Con la aplicación MyTASKA, tiene el control total, con fácil acceso a ajustes y agarres personalizables para su mano.

Queremos que utilice la mano a su manera. Con la aplicación, puede añadir, eliminar y reorganizar sus agarres, creando la configuración que mejor le funcione.

Descargue MyTASKA en Apple Store o Google Play.

Para sacar el máximo provecho a su TASKA Hand, disponemos de centros de servicio y reparación en ambos hemisferios, lo cual permite que la asistencia nunca esté lejos.

Los componentes de recambio y las baterías se pueden obtener fácilmente, y nuestro servicio anual incluye lubricación, puesta a punto, actualizaciones y mantenimiento general. Las unidades de préstamo están disponibles durante todas las revisiones y reparaciones en garantía.

do more™

Tome el control y personalice.



TASKA™