

do more™

taskaprosthetics.com



10 Nelson Street, Riccarton, Christchurch 8011, Nouvelle-Zélande.

Bienvenue



Rev: H





Établir la norme pour les prothèses de membre supérieur.

Chez TASKA, nous fabriquons des mains myoélectriques, multiarticulées qui sont :

Fiable. Étanche. Simple.

Elles sont de classe mondiale, les premières de leur genre, et sont destinées à jouer un rôle important dans la vie quotidienne des utilisateurs.

“

Pour nous, toutes les actions visent à proposer des produits qui **répondent à des considérations pratiques de la vie réelle et améliorent le quotidien de chaque personne.** ”

Mat Jury
Fondateur



do more™

Un héritage d'innovation.

Au départ, il s'agissait d'un simple projet passionné d'un inventeur, travaillant dessus à temps partiel...

C'est l'inventeur Mat Jury qui a conçu la TASKA Hand en Nouvelle-Zélande, un petit pays qui jouit d'une grande réputation de pensée vive.

Il a commencé dans son garage, pendant son temps libre, à essayer de résoudre les problèmes de flexibilité et de fragilité que rencontraient toutes les mains myoélectriques présentes sur le marché.

En s'appuyant sur les connaissances d'experts internationaux, de cliniciens et d'utilisateurs du monde entier, il a mis au point la technologie (et développé le brevet) qui sous-tend la conception de la paume flexible de la première TASKA Hand.

Aujourd'hui, TASKA a acquis sa réputation de fabricant de main myoélectrique multiarticulée la plus solide du marché, et la seule qui soit étanche. Celle-ci a valu à l'équipe TASKA de remporter de nombreux prix de l'innovation, et surtout a changé la vie de personnes présentant un handicap des membres supérieurs.

TASKA Champions

Des témoignages inspirants de certains de nos super utilisateurs TASKA.

Melanie est une personne qui puise des ressources au fond d'elle-même. Elle entreprend un voyage d'adaptation et de connexion avec son moi authentique.

« J'étais dans une production à Chicago et je n'avais pas besoin de porter ma prothèse. Je jouais l'amputée dure à cuire... J'ai réalisé que c'était moi, je suis la même personne... et (pour faire court) je travaille maintenant à la défense des personnes handicapées pour le cinéma et la télévision. »

Impliquée dans le théâtre depuis l'âge de huit ans, Melanie avait repris le circuit des auditions avec une main cosmétique.

« J'ai réalisé qu'elle ne valait rien. Elle ressemblait peut-être à une vraie main mais le métier d'acteur ne consiste pas seulement à avoir l'air d'un personnage, il s'agit de trouver sa vérité... J'avais besoin de deux mains opérationnelles. »

do more™

Étant une personne très active, Melanie recherchait une main robuste, capable de supporter les coups.

« J'aime la durabilité de la TASKA. Je n'ai plus besoin d'attendre que la main revienne d'être réparée, je l'adore, vraiment... c'est un appareil plus intelligent. Si je tiens quelque chose, je sens presque son poids. On peut sentir sa résistance et ça m'épate. C'est comme si elle avait un cerveau. »

Lorsqu'elle ne se prépare pas pour la caméra ou qu'elle n'attend pas d'être sous les feux de la rampe, Melanie est bénévole pour l'Amputee Coalition of America où elle enseigne un yoga accessible à tous.

« Je trouve une nouvelle façon d'exprimer mon authenticité. Pour le yoga et l'art dramatique, je ne peux pas les pratiquer sans être moi-même - sans être résolument moi - ma TASKA me donne confiance en moi, elle amorce la discussion... et la meilleure chose, c'est d'être revenue dans ma communauté. »



“ La TASKA me permet de **retrouver le chemin** de mes passions. ”

Melanie Rivera Waldman

Actrice, professeure de yoga, défenseuse des personnes handicapées des membres, TASKA Champion.

“
Juste le simple fait de pouvoir tenir
un couteau, **vous ne pouvez pas
imaginer ce que cela représente.**”

Korrin Barrett

Présidente, ambassadrice, oratrice,
TASKA Champion.

**Les gens parlent souvent des « petites choses de la vie
». Mais beaucoup n'auront pas le recul nécessaire pour
apprécier l'importance de ces petites choses, à moins de
passer un quart d'heure à discuter avec Korrin Barrett.**

« Juste le simple fait de pouvoir tenir un couteau, vous ne
pouvez pas imaginer ce que cela représente. ». Nous dit
Korrin, à la suite d'une récente expérience au restaurant.
Alors qu'elle sortait au restaurant avec sa TASKA CX™,
son amie lui a demandé (comme d'habitude) : « Est-ce tu
veux que je coupe tes aliments ? » et Korrin de répondre
pour la première fois : « Non, je m'en charge. ».

do more™



Korrin est une quadruple amputée. Elle a perdu ses deux
jambes en-dessous du genou, les doigts de sa main gauche
et son bras droit jusqu'au milieu de l'avant bras à cause d'une
septicémie due à une perforation intestinale non détectée.
Elle a dû passer plusieurs jours dans un coma artificiel et
plusieurs mois à l'hôpital pour pouvoir réapprendre à
être indépendante.

Juste avant que Korrin ne revienne en Nouvelle-Zélande
de son séjour en Australie en 2022, elle a contacté l'équipe
TASKA pour tester la nouvelle TASKA CX. « Lorsque le
prototype de Mat et David a été prêt pour l'essai, ils ont pris
l'avion et m'ont rejointe à Hawkes Bay. ». Le lendemain, Korrin
s'est envolée pour la « Bilateral Limb Conference » aux États-
Unis, prête à tester la TASKA.

Korrin est bien connue dans les conférences publiques et
a un message fort à partager sur le pouvoir de la résilience.
« En grandissant, la vie n'a pas été facile, alors j'ai toujours
fait preuve de résilience. Avant que tout cela ne m'arrive, je
tenais tellement de choses pour acquises. Ce fut un profond
changement dans ma façon d'exprimer de l'appréciation
et de la gratitude. ». Selon Korrin, la plus grande leçon est
d'apprendre à apprécier les petites choses. Célébrer les
réussites au fil des jours. S'assurer que l'on regarde vers
l'avenir et être réaliste dans ses objectifs.

Korrin consacre une grande partie de son temps à se faire
l'ambassadrice d'organisations ou d'idées qui lui sont chères.
C'est l'une des raisons pour lesquelles elle s'est rapprochée
de TASKA. « En tant que Kiwi, j'aime le fait que les produits
soient fabriqués en Nouvelle-Zélande », ajoute Korrin sur un
ton patriotique. « Si quelque chose ne va pas, TASKA s'en
occupe. Rien n'est un problème. ». Korrin a visité le siège
de TASKA lorsqu'elle était à Christchurch, elle y a aimé le
sentiment familial qui y règne : elle a la sensation de ne pas
être qu'un simple numéro.

Korrin vit selon trois devises qu'elle s'efforce de partager avec
tout le monde : 1. Ne vous focalisez pas sur les détails. 2. Si
cela ne vous met pas au défi, vous ne changerez pas. 3. La
vie, c'est 10 % de ce qui nous arrive et à 90 % nos réactions.
La vie dépend entièrement de notre façon de réagir, et il y a
beaucoup à vivre.

Korrin nous explique qu'elle aime assortir sa garde-robe à
sa main : « J'aime que la TASKA CX soit féminine, et j'aime
changer les plaques supérieures. ». Sa plaque préférée pour
les soirées est la blanche. « Mieux encore, je peux tenir un
verre de vin. ». Avec son ancienne main, Korrin avait un
problème de préhension et ne pouvait pas lâcher le verre. Au
bout du compte, elle a dû repartir avec après la soirée. « Ce fut
un drôle de trajet en taxi pour rentrer à la maison ! », dit-elle
en riant. « Cette nouvelle main m'a permis de faire un véritable
bond en avant en termes de qualité et de confiance. ».

“ Grâce à **la durabilité** de la TASKA Hand, je me sens davantage **en sécurité.** ”

Jodie O’Connell Ponkos

Entraîneuse de chevaux, pionnière,
TASKA Champion.



Travailler avec des chevaux est une activité très exigeante sur le plan physique, et comporte un grand nombre de tâches quotidiennes pouvant potentiellement endommager une prothèse.

« J’en avais vraiment assez de casser mes prothèses de main, au point que j’ai renoncé à en porter. » Mais tout a changé lorsque Jodie a découvert la TASKA Hand.

« Je m’inquiète moins et je suis beaucoup plus confiante lorsque

j’essaye de nouvelles choses sans craindre d’endommager ma main. Le fait de pouvoir me laver les mains sans problème pendant la pandémie a fait une telle différence. »

« Sa polyvalence est également étonnante. Je peux faire tellement plus de choses maintenant : travailler dans l’écurie, faire de la randonnée, du camping et (bien sûr) de l’équitation ! Je peux déplacer des brouettes, utiliser un souffleur de feuilles et même effectuer toutes ces petites tâches délicates auxquelles on ne pense jamais, comme ouvrir un sachet de chips. »

do more™

“ La TASKA Hand peut supporter un **poids nettement supérieur** à ce que j’imaginai ! ”

Nic Hite

Ingénieur, passionné de fitness,
TASKA Champion.



Nic soulève des poids. Il s’entraîne en salle et chez lui.

« Je porte des sacs lourds, tire de grosses valises dans les escaliers, tout cela avec la TASKA Hand. Cela me rassure de savoir qu’elle n’exige pas une extrême délicatesse. J’ai porté de lourds cartons lors de mon déménagement et je craignais que les doigts ne se cassent, mais ils vont très bien ! »

« Les gens m’arrêtent dans la rue tous les jours et me font remarquer à quel point mon nouveau bras est cool. C’est fou !

Les autres prothèses ont plus l’aspect d’un dispositif médical alors que la TASKA Hand semble tout droit sortie d’un film de science-fiction. Je pense qu’elle donne envie aux gens d’en savoir plus : ils me demandent comment je la fais bouger, souhaitent me serrer la main. »

« Je pense que l’utilisation de la TASKA Hand a été le meilleur moyen pour que les AUTRES comprennent la confiance que j’ai déjà. »

TASKA CX™

L'étanchéité IP67, l'esthétique, la conception avancée du moteur et la technologie tactile capacitive font de cette main prothétique la plus avancée du marché actuel.

Écartement des doigts

Pour une meilleure saisie.

Dégagement d'articulation réinitialisable

Évite d'endommager les doigts.

Boutons de cycle de saisie

Accès facile aux modes de saisie et aux fonctions.

Poignet flexible

Pour une réduction des mouvements compensatoires.

Technologie tactile capacitive

Pour une utilisation facile des écrans tactiles standards.

Embout de saisie remplaçables en silicone (pouce et doigts)

Pour une saisie sécurisée.

Plaque supérieure personnalisable

Large choix de modèles et de couleurs disponible.


Rotation motorisée du pouce

Permet une plus grande polyvalence de la prise en main.

L'image montre une TASKA CX, de petite taille 7¼, avec poignet à déconnexion rapide (QDW)*, coloris noir, et plaque supérieure couleur taupe.

Les images ne sont pas à l'échelle.

do more™



TASKA CX

* Les deux modèles sont disponibles avec un poignet à déconnexion rapide ou à bord surbaissé.



TASKA HandGen2

do more™

Les images ne sont pas à l'échelle.

TASKA HandGen2

Il y a tellement de raisons qui font de cette prothèse l'une des plus populaires sur le marché aujourd'hui.


Embouts de saisie remplaçables en silicone (pouce et doigts)
Pour une saisie sécurisée.

Boutons de cycle de saisie
Accès facile aux modes de saisie et aux fonctions.

Rotation motorisée du pouce
Permet une plus grande polyvalence de la prise en main.

L'image montre une TASKA HandGen2 de taille moyenne 7¼, avec poignet à bord surbaissé (LP)*, coloris noir, et plaque supérieure couleur noire.

* Les deux modèles sont disponibles avec un poignet à déconnexion rapide ou à bord surbaissé.



Écartement des doigts
Pour une meilleure saisie.

Dégagement d'articulation réinitialisable
Évite d'endommager les doigts.

Bloc amortisseur d'articulation
Pour une main vraiment robuste.

Plaque de dos de main remplaçable
Disponible en 3 couleurs.

Poignet flexible
Pour une réduction des mouvements compensatoires.



La main de tous les jours,
toute la journée.

Pour faire face à tout ce que la vie vous réserve.

Avec TASKA, vous n'avez plus à vous demander si votre prothèse pourra endurer les rigueurs de la vie quotidienne.

Une TASKA Hand vous permet de tout faire, de la tonte de la pelouse à l'habillement, en passant par le désherbage et le lavage des mains. Un rembourrage protecteur permet d'absorber les chocs et de limiter les vibrations, tout en réduisant le risque de dommages dus aux impacts.



-10 à 45°C
plage de températures
environnementales



IP67
classement
étanche.



100mm
plage
d'ouverture.



23 saisies
3 saisies principales pour
réaliser la plupart des tâches.



20kg
capacité de
charge totale.



fiable
polyvalence et
facilité d'utilisation.

do more™

Cuisinez en toute sérénité.





Lavez facilement les légumes.

do more™

Véritablement et totalement étanche.

Pas de gant, pas de problème.

Chaque TASKA Hand étant dotée d'un indice d'étanchéité IP67, vous pouvez réaliser des activités comme laver la vaisselle, arroser le jardin, ou juste marcher sous la pluie, en toute sécurité, car vous savez que votre main ne court aucun risque.

Mais il va de soi que ses atouts ne s'arrêtent pas aux tâches et corvées du quotidien. La possibilité de nettoyer votre prothèse, comme l'aisance avec laquelle vous pouvez vous frotter les mains, signifient aussi une amélioration considérable de l'hygiène.

Toutes les TASKA Hand sont proposées avec des options de poignet incluant la technologie d'étanchéité HydroSeal™ de TASKA, permettant une immersion au-delà du poignet.



-10 à 45°C

plage de températures
environnementales



IP67

classement
étanche.



100mm

plage
d'ouverture.



23 saisies

3 saisies principales pour
réaliser la plupart des tâches.



20kg

capacité de
charge totale.



fiable

polyvalence et
facilité d'utilisation.

 **TASKA™**

Des saisies plus intelligentes et un mouvement plus naturel.

Voilà de quoi se réjouir.

Qu’il s’agisse de serrer des mains, de tenir un balai ou d’utiliser des ustensiles, les doigts flexibles de la TASKA Hand assurent une saisie plus sécurisée d’une large gamme d’objets. Des boutons intelligents et une stratégie de changement intuitive : le passage entre les saisies est simple, et une fonction unique de dégagement des articulations réinitialisable évite d’endommager les doigts.

De plus, la flexion optimisée du poignet, intégrée à chacune de nos mains, imite le mouvement naturel et facilite de nombreuses tâches au quotidien, par exemple boire un verre.



-10 à 45°C
plage de températures
environnementales



IP67
classement
étanche.



100mm
plage
d’ouverture.



23 saisies
3 saisies principales pour
réaliser la plupart des tâches.



20kg
capacité de
charge totale.



fiable
polyvalence et
facilité d’utilisation.

do more™



Effectuez vos tâches quotidiennes en toute simplicité.

Application MyTASKA et assistance permanente.

Téléchargez l'application MyTASKA et personnalisez votre vie.

Avec l'application MyTASKA, vous avez le contrôle total, grâce à un accès facile aux paramètres personnalisables et aux saisies pour votre main.

Nous voulons que vous utilisiez votre main à votre façon. L'application vous permet d'ajouter, de supprimer et de réorganiser vos types de saisies pour créer la configuration qui vous convient le mieux.

Téléchargez MyTASKA sur l'Apple Store ou

Google Play.

Pour que vous puissiez profiter au maximum de votre TASKA Hand, nous disposons de centres de service et de réparation dans les hémisphères nord et sud. Ainsi, l'assistance n'est jamais bien loin.

Les pièces de rechange et les batteries sont facilement disponibles, et notre service annuel comprend lubrification, ajustement, mises à niveau et maintenance d'ordre général. Nous pouvons vous prêter un équipement pendant toute la durée de maintenance et de réparation couverte par la garantie.

do more™

Prenez les commandes et personnalisez.



TASKA™