



do more™

taskaprosthetics.com



10 Nelson Street, Riccarton, Christchurch 8011, Nuova Zelanda.

Welcome



Rev: H





do more™

**Stiamo definendo lo standard per
i dispositivi protesici di arto superiore.**

Noi di TASKA produciamo una mano mioelettrica
e multiarticolata:

Affidabile. Impermeabilità. Semplicità

Sono di livello mondiale, i primi del loro genere, e sono
destinati a svolgere un ruolo importante nella vita
quotidiana degli utenti.

Le immagini sono mostrate soltanto a scopo di marketing. Per le limitazioni
riguardanti l'uso della TASKA Hand, visitare taskaprosthetics.com

TASKA™

“

Per noi, tutto ruota intorno a un concetto di base: offrire la **praticità della vita reale che migliora la vita delle persone.**”

Mat Jury

Fondatore



do more™

L'innovazione nel DNA.

—
All'inizio, era un progetto part-time basato sulla passione...

La TASKA Hand è stata sviluppata dall'inventore Mat Jury in Nuova Zelanda - un paese piccolo, ma con una grande reputazione per quanto riguarda l'agilità di pensiero.

Mat iniziò nel suo garage, nel tempo libero che aveva, cercando di risolvere i problemi di flessibilità e di fragilità che affliggevano tutte le mani mioelettriche disponibili sul mercato.

Prendendo spunto dalle idee elaborate da esperti, specialisti e utenti internazionali, Mat sviluppò la tecnologia (e registrò il brevetto) alla base del primo progetto di palmo flessibile della TASKA Hand.

Oggi, TASKA è rinomata come l'azienda che produce la mano mioelettrica e multiarticolata più robusta sul mercato - e la prima a essere impermeabile: grazie a essa, il team di TASKA si è aggiudicato un sacco di premi legati all'innovazione e, soprattutto, ha cambiato la vita delle persone con un braccio amputato.

TASKA™

TASKA Champions

Le storie ispiratrici di alcuni dei nostri favolosi utenti TASKA.

Melanie è una persona che cerca in sé stessa per trovare nuove risorse, in un percorso di adattamento e connessione con il suo io più profondo.

“Recitavo in una produzione a Chicago e non indossavo la mia protesi. Il mio ruolo era quello di un’amputata aggressiva... Mi sono resa conto che ero io: sono la stessa persona... e, per farla breve, adesso lavoro in difesa di persone disabili nell’ambito di cinema e televisione.”

Impegnata a teatro fin da quando aveva otto anni, Melanie aveva ripreso a partecipare alle audizioni con una mano cosmetica.

“Mi sono resa conto che non ne valeva la pena. Poteva sembrare una mano vera, ma recitare non significa soltanto fingere di essere un personaggio, bensì trovare la propria verità... Avevo bisogno di due mani funzionanti.”

do more™

Essendo una persona molto attiva, Melanie era in cerca di una mano robusta, in grado di sopportare i colpi.

“Mi piace la resistenza della TASKA. Non devo più aspettare che la mia mano torni dalla riparazione - adoro questa cosa - davvero... è un dispositivo più intelligente. Se sorreggo un oggetto, mi sembra quasi di sentirne il peso. Puoi provare la resistenza, è straordinario... è come se avesse un cervello.”

Quando non si prepara per la telecamera o non attende di entrare in palcoscenico, Melanie si impegna per l’associazione Amputee Coalition of America, in cui insegna tecniche yoga accessibili a tutti.

“Sto trovando un modo nuovo di esprimere la mia autenticità. Lo yoga e la recitazione, non posso praticarli senza essere me stessa - al 100% me stessa, senza alcun rammarico... La mia TASKA mi dà fiducia, è un modo per avviare la conversazione... e la cosa migliore è essere tornata a far parte della mia comunità.”



“Uso la mia TASKA per **ritrovare** le cose che amo di più.”

Melanie Rivera Waldman

Attrice, maestra di yoga, impegnata nel patrocinio legale di persone con arti amputati, TASKA Champion.

“
Just being able to hold a
knife. **You can't imagine
what that meant.**”

Korrin Barrett

Advocate, president, public speaker,
TASKA Champion.

Se vuoi capire davvero quanto siano difficili da ottenere le “piccole cose”, prova a passare un quarto d'ora in chat con Korrin Barrett.

“Anche solo riuscire a impugnare un coltello: non puoi immaginarti cosa significhi”, spiega Korrin parlando di una sua esperienza recente al ristorante con la TASKA CX”. La persona che era con lei le ha chiesto (come al solito): “Vuoi che ti tagli il cibo?” e Korrin ha potuto rispondere: “No, ce la faccio da sola.”

A Korrin sono stati amputati quattro arti: entrambe le gambe sotto il ginocchio, le dita della mano sinistra e il braccio destro a metà avambraccio, per una setticemia causata da una perforazione intestinale

do more™



non diagnosticata. Ha trascorso molti giorni in coma artificiale e molti mesi in ospedale, dovendo poi imparare di nuovo a essere indipendente.

Korrin è rinomata come oratrice in pubblico nel circuito delle conferenze, dove parla di resilienza. “Prima che mi capitasse ciò che ho avuto, davo tante cose per scontate. È stato un cambiamento gigantesco per quanto riguarda apprezzamento e gratitudine.”

Korrin funge da ambasciatrice per organizzazioni e idee in cui crede personalmente. È uno dei motivi per cui è nato il suo feeling con TASKA. “Essendo anch’io neozelandese, mi piace tutto ciò che viene fatto in Nuova Zelanda”, aggiunge Korrin con toni patriottici. Korrin ha apprezzato l’atmosfera familiare che ha trovato nella sede centrale di TASKA: ha sentito di non essere soltanto un numero.

A Korrin piace abbinare alla sua mano i vestiti che indossa. “Mi piace il fatto che la TASKA CX sia abbastanza ‘femminile’ e adoro cambiare continuamente le coperture.” La sua copertura preferita per gli impegni serali è quella bianca. “La cosa migliore di tutte è che ora posso impugnare un calice di vino.” Con la sua mano precedente non riusciva a gestire la presa e non aveva potuto rilasciare il calice. “Fu un viaggio in taxi davvero particolare!” conclude con una gran risata. “Per me, questa nuova mano è stata davvero un miglioramento epocale per qualità e fiducia.”



“

Il mio senso di **sicurezza** è aumentato perché la TASKA Hand è così **resistente**. ”

Jodie O’Connell Ponkos

Addestratrice di cavalli, sempre all’avanguardia, TASKA Champion.



Lavorare con i cavalli è un impegno molto duro, dal punto di vista fisico, con un sacco di attività quotidiane che potrebbero danneggiare la protesi.

“Mi ero così stancata di rompere mani che avevo rinunciato completamente a indossarle.” Ma tutto è cambiato quando Jodie ha fatto la conoscenza della TASKA Hand.

“Quando provo a fare cose nuove, mi preoccupo meno e ho molta più fiducia, senza il timore di danneggiare la mia mano.

do more”

Il fatto di potermi lavare le mani durante la pandemia ha fatto un’enorme differenza.”

“Anche la sua versatilità è sorprendente. Adesso posso fare così tante cose in più... non solo lavorare nel fienile, ma anche fare escursioni, andare in campeggio e (naturalmente) cavalcare! Posso spingere le carriere, usare uno spazzafoglie e anche affrontare tutte quelle piccole operazioni quotidiane a cui non avevo mai pensato, come aprire un pacchetto di patatine.”

“

La TASKA Hand può **sostenere molto più peso** di quanto pensassi! ”

Nic Hite

Ingegnere, appassionato di fitness, TASKA Champion.

Nic è un sollevatore di pesi, sia in palestra che a casa.

“Trasporto borse pesanti, trascino grandi valigie su lunghe rampe di scale, tutto con la TASKA Hand. Mi dà fiducia sapere che non è necessario essere troppo delicato con il sistema. Ho trasportato parecchie scatole pesanti quando ho traslocato ed ero preoccupato, temevo che le dita potessero rompersi, ma hanno funzionato benissimo!”

“La gente mi ferma per strada ogni giorno e mi fa notare



quanto sia bello il mio nuovo braccio. È pazzesco! Le altre protesi hanno una specie di lucentezza, da “dispositivo medico”, mentre la TASKA Hand sembra appena uscita da un film di fantascienza. Penso che questo aiuti le persone a volerne sapere di più: mi chiedono come faccio a muoverla, mi chiedono di stringergli la mano.”

“Penso che usare la TASKA Hand sia stato il modo migliore, per le ALTRE persone, di capire la fiducia che io ho già.”

TASKA CX™

Classificazione di impermeabilità IP67, linee ben definite, design avanzato del motore e tocco capacitivo la rendono la mano protesica più avanzata attualmente disponibile sul mercato.

Fuga nocche ripristinabile

Per prevenire danni alle dita.

Pulsanti di ciclo prese

Per accedere facilmente a prese e funzionalità.

Polso flessibile

Per ridurre il movimento compensatorio.



Tocco capacitivo

Per usare i touchscreen standard con facilità.

Dita flessibili

Per afferrare oggetti con fiducia.

Punte di ricambio in silicone (pollice e dita)

Per una presa sempre sicura.

Coperture personalizzabili

Disponibili in un'ampia gamma di colori e design.

Rotazione motorizzata del pollice

Per una maggiore versatilità delle prese.

L'immagine mostra il modello TASKA CX Small da 7¼, polso a scollegamento rapido (QDW)*, colore nero, e copertura color talpa.

Le immagini non sono in scala.

do more™



TASKA CX

* Entrambi i modelli sono disponibili con polso a scollegamento rapido o a basso profilo.

TASKA™



TASKA HandGen2

do more™

Le immagini non sono in scala.

TASKA HandGen2

Ci sono davvero tanti motivi che spiegano perché questa è una delle protesi più popolari attualmente disponibili sul mercato.

Punte di ricambio in silicone (pollice e dita)

Per una presa sempre sicura.

Pulsanti di ciclo prese

Per accedere facilmente a prese e funzionalità.

Rotazione motorizzata del pollice

Per una maggiore versatilità delle prese.

L'immagine mostra il modello TASKA HandGen2 Medium da 7¼, polso a basso profilo (LP)*, colore nero, e copertura di colore nero.

* Entrambi i modelli sono disponibili con polso a scollegamento rapido o a basso profilo.



Dita flessibili

Per afferrare oggetti con fiducia.

Fuga nocche ripristinabile

Per prevenire danni alle dita.

Blocco nocche antiurto

Per una mano davvero robusta.

Copertura di ricambio sul dorso della mano

Disponibile in 3 colori.

Polso flessibile

Per ridurre il movimento compensatorio.

TASKA™

La mano per tutto il giorno, per tutti i giorni.

Per qualsiasi cosa la vita ti riservi.

Grazie a TASKA, non dovrai più chiederti se la tua
protesi può gestire le difficoltà della vita quotidiana.

Una TASKA Hand ti permette di fare di tutto: tagliare
ed estirpare le erbacce in giardino, ma anche vestirti
e lavarti le mani. L'ampia imbottitura assorbe gli urti e
limita le vibrazioni, riducendo al contempo il rischio di
danni provocati dagli impatti.



da -10°C a 45°C

intervallo di
temperatura ambientale



IP67

categoria
di impermeabilità



100 mm

intervallo di
apertura



20 kg

carico complessivo
trasportabile



23 prese

gran parte delle attività fattibili
con le 3 prese principali



affidabile

versatile e
facile da usare

do more™

Cucina con fiducia.





Lava le verdure con facilità.

do more™

Veramente e completamente impermeabile.

Niente guanto, nessun problema.

Poiché tutte le TASKA Hand rientrano nella categoria di impermeabilità IP67, potrai lavare i piatti, innaffiare le piante o anche, semplicemente, camminare mentre piove avendo la sicurezza di non mettere a rischio la tua mano.

Naturalmente, i vantaggi non si limitano alle faccende e ai lavoretti quotidiani. La possibilità di pulire personalmente la protesi e la facilità con cui puoi lavarti le mani aumentano in modo considerevole l'igiene.

Tutte le TASKA Hand sono dotate di opzioni del polso che includono la tecnologia impermeabile HydroSeal™ di TASKA, che consente l'immersione ben oltre il polso.



da -10°C a 45°C

intervallo di
temperatura ambientale



IP67

categoria
di impermeabilità



100 mm

intervallo di
apertura



20 kg

carico complessivo
trasportabile



23 prese

gran parte delle attività fattibili
con le 3 prese principali



affidabile

versatile e
facile da usare

TASKA™

Prese più intelligenti e movimenti più naturali.

Questa è davvero una cosa da festeggiare.

Che si tratti di stringere la mano a qualcuno, maneggiare una ramazza o usare altri attrezzi, le dita flessibili della TASKA Hand offrono una presa più sicura su un'ampia gamma di oggetti. Grazie ai pulsanti intelligenti e all'intuitività dei cambiamenti, è semplice passare da una presa all'altra mentre un'esclusiva funzionalità di rilascio resettabile delle nocche previene i danni alle dita.

In aggiunta, la flessione ottimizzata del polso - una funzionalità integrata in tutte le nostre mani - imita i movimenti naturali e semplifica notevolmente i gesti quotidiani, ad esempio bere da un bicchiere.



da -10°C a 45°C

intervallo di temperatura ambientale



IP67

categoria di impermeabilità



100 mm

intervallo di apertura



20 kg

carico complessivo trasportabile



23 prese

gran parte delle attività fattibili con le 3 prese principali



affidabile

versatile e facile da usare

do more™



Esegui con facilità i gesti quotidiani.

App MyTASKA e assistenza costante.

Scarica la app MyTASKA e personalizza la tua vita.

Grazie alla app MyTASKA avrai il controllo completo della tua mano mioelettrica, accedendo con facilità alle impostazioni e alle prese personalizzabili.

Vogliamo che usi la tua mano come ti pare. Grazie alla app, potrai aggiungere, eliminare e riordinare le tue prese, creando la configurazione più adatta al tuo caso.

Scarica la app MyTASKA da Apple Store o Google Play.

Per garantirti che avrai sempre il massimo dalla tua TASKA Hand, disponiamo di centri di assistenza e riparazione in entrambi gli emisferi: in questo modo, l'assistenza che ti serve non sarà mai troppo lontana.

Le batterie e i componenti sostitutivi sono sempre a disposizione: inoltre, il nostro servizio di assistenza annuale include lubrificazione, regolazione, aggiornamenti e interventi di manutenzione generale. Sono disponibili unità a noleggio durante tutti gli interventi di manutenzione e riparazione in garanzia.

do more™

Prendete il controllo e personalizzate.



TASKA™