




Bienvenue



 **TASKA**[™]
by eqwal.

À la pointe de l'innovation.



Chez TASKA, nous avons pour mission d'inspirer confiance grâce à l'innovation, afin de permettre à chacun d'exploiter pleinement son potentiel.

Nous fabriquons des prothèses de main myoélectriques multi-articulées de classe mondiale qui redonnent chaque jour à leurs utilisateurs confiance, autonomie et assurance.

Toutes les images sont uniquement proposées à des fins marketing.
Pour connaître les limites d'utilisation de la TASKA Hand, consultez le site taskaprosthetics.com

do more™



 **TASKA™**

“

Pour nous, toutes les actions visent à proposer des produits qui répondent à des considérations pratiques de la vie réelle et améliorent le quotidien de chaque personne.”

Mat Jury
Fondateur

do more™



Nous transformons des vies.

Ce qui n'était au départ qu'un projet passionné mené à temps partiel s'est transformé en une véritable innovation mondiale dans le domaine des prothèses.

La TASKA Hand a été mise au point en Nouvelle-Zélande par l'inventeur Mat Jury, qui a commencé à travailler dans son garage pendant son temps libre, animé par la volonté de repenser le potentiel des mains myoélectriques. S'appuyant sur les connaissances de professionnels de santé, d'experts et d'utilisateurs du monde entier, TASKA a été fondée sur un principe simple : les prothèses

doivent être fiables, intuitives et adaptées à la vie quotidienne.

Aujourd'hui, l'innovation est au cœur de toutes nos activités. TASKA est réputée pour la fabrication des mains myoélectriques multi-articulées les plus robustes du marché, dont la première à être entièrement étanche. C'est grâce à cet engagement en faveur de l'innovation permanente que TASKA a acquis une renommée mondiale, remporté de nombreuses distinctions et, surtout, contribué à transformer la vie des personnes présentant une différence au niveau des membres supérieurs.

TASKA™

TASKA CX™

Confiance sans compromis.

Sophistiquée.
La TASKA CX est un modèle sans compromis, soigneusement conçu à partir d'expériences réelles et de retours d'utilisateurs pour créer une main d'une grande élégance qui vous accompagne dans tous les moments du quotidien.

Fiable.
Grâce à sa fiabilité éprouvée et à sa conception entièrement étanche et submersible, TASKA vous permet d'affronter toutes les situations de la vie, d'où son succès auprès des utilisateurs.

Une source d'autonomie.
Grâce à une technologie de pointe, le TASKA CX favorise votre autonomie et vous permet d'avancer en toute confiance vers vos objectifs, jour après jour.

do more™




Poids
à partir de 430 g.


IP67
classement étanche.


Couleurs
noir et sable.


25 kg
capacité de charge totale.


Tailles
disponible en small et medium.


Capacitif
écran tactile.


Flexion du poignet
40° d'extension/de flexion intégrée du poignet.


Force de saisie
pouce : jusqu'à 29 N
doigts : jusqu'à 23 N.



Poids
à partir de 556 g.



IP67
classement étanche.



Poignets
disponible avec des poignets QDW et LP*.



20 kg
capacité de charge totale.



Tailles
disponible en medium et large.



Couleurs
noir, blanc et sable.



Flexion du poignet
40° d'extension/de flexion intégrée du poignet.



Force de saisie
pouce : jusqu'à 22 N
doigts : jusqu'à 12,5 N.

* Quick Disconnect Wrist (QDW) et Low Profile (LP).

do more™



TASKA HandGen2

L'originale. Conçue pour durer toute une vie.

Testée et éprouvée.
La TASKA HandGen2 s'impose comme une référence éprouvée dans le domaine des prothèses des membres supérieurs, fruit d'une décennie d'expérience clinique et d'observations des utilisateurs.

Robuste.
Étanche, robuste et conçue pour durer, la TASKA HandGen2 résiste aux aléas du quotidien, quel que soit la difficulté.

Fonctionnelle.
Grâce à ses commandes intuitives et à ses saisies polyvalentes, la TASKA HandGen2 est un allié de choix pour les tâches quotidiennes, aidant les utilisateurs à rester actifs, autonomes et motivés.



TASKA™

TASKA PowerCore™

La puissance à l'état pur.

PowerCore offre aux professionnels de santé la liberté de concevoir des emboîtures sophistiquées qui fournissent une alimentation électrique fiable, sur laquelle les utilisateurs peuvent compter au quotidien.

Sophistiquée.

Grâce à son mode d'installation unique et à son profil fin, le PowerCore s'intègre parfaitement à l'emboîture, offrant ainsi une finition épurée et élégante.

Étanche.

Grâce à son revêtement extérieur étanche, PowerCore étend la protection à l'ensemble de l'emboîture, offrant ainsi une tranquillité d'esprit aux utilisateurs dans les environnements humides.

Facile à utiliser.

Grâce à ses témoins lumineux de batterie, à son connecteur de recharge magnétique et à son bouton marche/arrêt intuitif, le PowerCore est très facile à utiliser. La simplicité au quotidien, comme il se doit.



do more™



Profil mince
7 mm d'épaisseur.



Couleurs
noir et sable.



Chargement
total en 3 à 4 heures.



Batterie
capacité : 2 000 ou 4 000 mAh.





Personnalisez
votre main.



Jeux éducatifs
intégrés.



Connexion
Bluetooth™



Disponible
sur iOS et
Android pour
les téléphones
portables et les
tablettes.

do more™



MyTASKA

Prenez les commandes avec l'application MyTASKA.

Avec MyTASKA, vous pouvez facilement personnaliser les réglages et les saisies, ce qui vous permet de mieux contrôler la façon dont votre main vous aide au quotidien. MyTASKA assure également un suivi au-delà de la clinique. Grâce à une connexion à distance sécurisée, les professionnels de santé peuvent ajuster et affiner vos paramètres avec vous, tout en vous apportant des conseils et un soutien continus à mesure que vos besoins, votre confiance et vos objectifs évoluent.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre TASKA Hand, notre réseau d'assistance s'étend à l'échelle

mondiale, vous pouvez ainsi compter à tout moment sur l'aide d'experts. Les pièces de rechange et les batteries sont facilement disponibles, et l'entretien annuel comprend lubrification, ajustement, mises à niveau et maintenance d'ordre général. Des appareils de remplacement sont fournis pour toutes les interventions d'entretien et les réparations sous garantie, ce qui permet de réduire au minimum le temps d'immobilisation.

MyTASKA est disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play.

La main de tous les jours, toute la journée.

Pour faire face à tout ce que la vie vous réserve.

Avec TASKA, vous n'avez plus à vous demander si votre prothèse résistera aux aléas de la vie quotidienne. Grâce à TASKA Hand, vous pouvez

tout faire : tondre la pelouse, désherber, vous habiller ou encore vous laver les mains. Un rembourrage protecteur permet d'absorber les chocs et de limiter les vibrations, tout en réduisant le risque de dommages dus aux impacts.

do more™



 **TASKA™**



Une protection imperméable à toute épreuve.

Pas de gant, pas de problème.

Grâce à leur indice d'étanchéité IP67, tous les modèles TASKA vous permettent de faire la vaisselle, d'arroser le jardin ou simplement de marcher sous la pluie, l'esprit tranquille, sachant que vos mains ne courent aucun risque.

Mais il va de soi que ses atouts ne s'arrêtent pas aux tâches et corvées du quotidien. La possibilité

de nettoyer votre prothèse et la facilité avec laquelle vous pouvez vous laver les deux mains en même temps contribuent également à une amélioration significative de l'hygiène.

Tous les gants TASKA offrent des options de saisie intégrant la technologie d'étanchéité HydroSeal™ de TASKA qui permet une immersion au-delà du poignet.

Des saisies plus intelligentes et un mouvement plus naturel.

Voilà de quoi se réjouir.

Qu'il s'agisse de serrer des mains, de tenir un balai ou d'utiliser des ustensiles, les doigts flexibles de la Taska Hand assurent une saisie plus sécurisée d'une large gamme d'objets. Des boutons intelligents et une stratégie de changement intuitive : le passage entre les saisies est simple,

et une fonction unique de dégagement des articulations réinitialisable évite d'endommager les doigts.

De plus, la flexion optimisée du poignet, intégrée à chacune de nos mains, imite le mouvement naturel et facilite de nombreuses tâches au quotidien, par exemple boire un verre.

do more™



TASKA Champion

“

Juste le simple fait de pouvoir tenir un couteau, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente. ”

Korrin Barrett. Militante, présidente, conférencière, Championne TASKA.

Pour apprécier l'importance de ces « petites choses », il faut passer un quart d'heure à discuter avec Korrin Barrett.

« Juste le simple fait de pouvoir tenir un couteau, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente. » Nous dit Korrin, à la suite d'une récente expérience au restaurant avec sa TASKA CX™. Son amie lui a demandé (comme d'habitude), « Tu veux que je te coupe ta nourriture ? » et Korrin a pu répondre : « Non, je m'en charge. »

do more™



Korrin est une quadruple amputée. Elle a perdu ses deux jambes en-dessous du genou, les doigts de sa main gauche et son bras droit jusqu'au milieu de l'avant bras à cause d'une septicémie due à une perforation intestinale non détectée. Elle a dû passer des jours dans un coma artificiel et des mois à l'hôpital pour pouvoir réapprendre à être indépendante.

Korrin est bien connue dans les conférences publiques, où elle parle de la résilience. « Avant que tout cela ne m'arrive, je tenais tellement de choses pour acquises. Ce fut un profond changement dans ma façon d'exprimer de l'appréciation et de la gratitude. »

Korrin est l'ambassadrice d'organisations et d'idées qui lui sont chères. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle s'est rapprochée de TASKA. « En tant que Kiwi, j'aime le fait que les produits soient fabriqués en Nouvelle-Zélande », ajoute Korrin sur un ton patriotique. Korrin dit qu'elle se sent comme en famille lorsqu'elle se rend au siège de TASKA - elle a le sentiment de ne pas être qu'un simple numéro.

Korrin aime assortir sa garde-robe à sa main. « J'adore le côté très féminin de la TASKA CX, et j'adore changer les coques. » Sa plaque préférée pour les soirées est la blanche. « Mieux encore, je peux tenir un verre de vin. » L'ancienne main de Korrin présentait un problème de préhension et elle ne pouvait pas lâcher son verre. « Ce fut un drôle de trajet en taxi pour rentrer à la maison ! », dit-elle en riant. « Cette nouvelle main m'a permis de faire un véritable bond en avant en termes de qualité et de confiance. »



“
Grâce à la durabilité de la TASKA Hand, je me sens davantage en sécurité.”

Jodie O'Connell Ponkos. Entraîneuse de chevaux, pionnière, Championne TASKA.



Travailler avec des chevaux est une activité très exigeante sur le plan physique, et comporte un grand nombre de tâches quotidiennes pouvant potentiellement endommager une prothèse.

« J'en avais vraiment assez de casser mes prothèses de main, au point que j'ai renoncé à en porter. » Mais tout a changé lorsque Jodie a découvert la TASKA Hand.

« Je m'inquiète moins et je suis beaucoup plus confiante lorsque j'essaye de nouvelles choses sans craindre d'endommager ma main. Le fait de pouvoir me laver les mains sans problème pendant la pandémie a fait une telle différence. »

« Sa polyvalence est également étonnante. Je peux faire tellement plus de choses maintenant : travailler dans l'écurie, faire de la randonnée, du camping et (bien sûr) de l'équitation ! Je peux déplacer des brouettes, utiliser un souffleur de feuilles et même effectuer toutes ces petites tâches délicates auxquelles on ne pense jamais, comme ouvrir un sachet de chips. »

L'autre avantage majeur de la TASKA Hand pour Jodie, c'est son aspect esthétique. « Je travaille avec des personnes qui sont confrontées à des problèmes de fonctions cognitives, et une prothèse de main peut potentiellement produire une réponse très positive ou très négative de leur part. Mais elles l'adorent ! », dit-elle.

do more™

“
La main me permet de vivre ma vie comme je le souhaite, sans laisser mon amputation me brider.”

Adrian Ware. Mécanicien, passionné de moto, Champion TASKA.



La principale raison pour laquelle Adrian a choisi TASKA était la robustesse de la main.

« Lorsque j'ai tenu la main pour la première fois, j'ai pu sentir la qualité de fabrication. Elle n'avait pas l'air fragile ou frêle. L'autre raison était sa fonctionnalité. Le pouce électriquement opposable et le bouton de saisie sur la main ont facilité le changement des modes de saisie. »

De nombreux centres d'intérêt d'Adrian, comme travailler sur sa moto, nécessitent un grand travail de motricité fine et

l'utilisation de plusieurs modes de saisie. « Certaines tâches exigent de pouvoir passer d'un mode de saisie à l'autre comme avec une main normale. Le fait d'avoir accès à des boutons permettant de passer d'un mode de saisie à l'autre au milieu d'une tâche et de ne pas dépendre de l'application est ma fonction préférée. »

Ensuite, il y a les activités quotidiennes. « Pouvoir utiliser la main dans et près de l'eau facilite grandement le lavage des mains et la vaisselle. Et grâce aux boutons de la main, je peux tenir une tasse et, la seconde d'après, un couteau. »



do more™

taskaprosthetics.com



 **TASKA™**
by eqwal.

10 Nelson Street, Riccarton, Christchurch 8011, Nouvelle-Zélande.