

Confianza sin concesiones.

TASKA CX™

Completamente sumergible

Utilización de la Hydroseal Waterproofing Technology de TASKA.

Compatible con pantalla táctil

Tecnología táctil capacitiva que se puede utilizar en todos los dedos en cualquier pantalla táctil común.

Protección contra daños

Bloque de nudillos patentado con sistema de absorción de impactos, diseñado para soportar los golpes cotidianos.

Diseño anatómico

Proporciones naturales, curvas antropomórficas y movimientos suaves y silenciosos.

Control intuitivo

Se puede acceder a los cambios de agarre y el bloqueo mediante MyoTriggers o el panel de botones.

Flexión de muñeca incorporada

La mano multiarticulada más ligera del mundo, con flexión y extensión de muñeca ajustables.



do more™

 **TASKA™**
by eqwal.

La mano protésica **más avanzada** del mercado.

TASKA CX combina un diseño **refinado** con unas prestaciones **fiables**. Es completamente impermeable y multiarticulada, cuenta con rotación motorizada del pulgar, flexión integrada de la muñeca y un diseño ligero para una experiencia **alentadora** a diario.

Opciones

- Muñeca de desconexión rápida (Quick Disconnect Wrist, QDW) o perfil bajo (Low Profile, LP).
- Disponible en tamaños pequeño y mediano.
- Disponible en colores negro y arena.
- Amplia variedad de cubiertas disponibles.

Compatibilidad

- Sistema TASKA PowerCore, encajes laminados, anillos de sellado y guantes TASKA.
- Una amplia variedad de componentes mioeléctricos. Para obtener toda la información, visite taskaprosthetics.com.

Garantía y servicio

- Garantía estándar de 2 años (ampliable a 5 años).
- Revisión anual gratuita.
- Se facilitan unidades de préstamo durante todos los servicios de mantenimiento y reparaciones.

Contenido de la caja

- Cubierta de repuesto y puntas de agarre de recambio.
- Kit de encajes laminados (solo para bajo perfil).

Asistencia

- La aplicación MyTASKA permite configurar, personalizar y entrenar con cualquier mano TASKA.
- El apoyo educativo está disponible a través de la TASKA Learning Academy.
- Asistencia técnica proporcionada en el mercado durante toda la vida útil del producto.

Para obtener más información, contacte con su representante local de TASKA o visite taskaprosthetics.com

Dimensiones y pesos



TAMAÑOS			PEQUEÑO	MEDIO
A	Longitud de la mano	(QDW) (LP)	172 mm 168 mm	180 mm 176 mm
B	De base de la mano a base de la muñeca	(QDW) (LP)	16 mm 12,5 mm	16 mm 12,5 mm
C	Diámetro en la muñeca		48 mm	54 mm
D	Longitud de la punta del pulgar	(QDW) (LP)	112 mm 108 mm	114 mm 110 mm
E	Ancho de la palma		76 mm	83 mm
F	Circunferencia de nudillos		184 mm (7¼")	197 mm (7¾")

TABLA DE ESPECIFICACIONES CLAVE		
Carga de transporte máxima		25 kg
Fuerzas de agarre	Pulgar	Hasta 29 N
	Dedos	Hasta 23 N
Velocidad de dedo	Pulgar	0,52 s o 120°/s
	Dedos	0,7 s o 120°/s
	Rotador del pulgar	0,55 s o 160°/s
Apertura máxima	Pequeño	100 mm (3,94")
	Medio	110 mm (4,33")
Rango de rotación de muñeca	(QDW) (LP)	Ilimitado 300°
Posición de bloqueo de extensión de la muñeca		15°
Posición de bloqueo de flexión de la muñeca		25°
Grado de estanqueidad		IP67
Rango de temperatura de funcionamiento		-10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)
Tensión de funcionamiento		7,4 V (nominal)
Peso	Pequeño (QDW) (LP)	471 g 430 g
	Medio (QDW) (LP)	533 g 481 g

do more™

TASKA™
by eqwal.