Selbstvertrauen ohne Kompromisse.

TASKA **CX**™



Vollständig untertauchbar

Unter Verwendung der Hydroseal-Abdichtungstechnologie von TASKA.

Touchscreen-kompatibel

Die kapazitive Berührung mit allen Fingern kann auf jedem gängigen Touchscreen genutzt werden.

Schutz vor Beschädigungen

Patentierter, stoßdämpfender Knöchelblock, der zur Bewältigung von alltäglichen Stößen entwickelt wurde.

Anatomisches Design

Mit natürlichen Proportionen, anthropomorphen Kurven und sanften, ruhigen Bewegungen.

Intuitive Steuerung

Griffänderungen und Verriegelungen sind über MyoTriggers oder das Tastenfeld möglich.

Eingebaute Handgelenksbeugung

Die weltweit leichteste in mehrere Richtungen bewegliche Hand mit einstellbarer Handgelenksbeugung und -streckung.

do more™

TASKA™ by eqwal.

Die **fortschrittlichste** Handprothese auf dem Markt.

Die TASKA CX vereint **gut durchdachtes** Design mit **zuverlässiger** Leistung. Sie ist vollständig wasserdicht und mehrgelenkig, verfügt über eine motorisierte Daumenrotation, eine integrierte Handgelenksbeugung, ist leicht gebaut und sorgt jeden Tag für ein **optimales** Nutzungserlebnis.

Optionen

- Handgelenk mit Schnelltrennung (QD-Handgelenk) oder Niedrigprofil (LP).
- Erhältlich in den Größen Small und Medium.
- Erhältlich in Schwarz und Sand.
- Verschiedene Ersatz Handrückenabdeckungen erhältlich.

Kompatibilität

- TASKA PowerCore-System, Laminiermanschetten, Dichtringe und TASKA-Handschuhe.
- Große Auswahl an myoelektrischen Komponenten. Sämtliche Details finden Sie unter taskaprosthetics.com.

Garantie und Wartung

- 2 Jahre Standardgarantie (bis auf 5 Jahre erweiterbar).
- Kostenlose jährliche Wartung.
- Eine Ersatzhand wird bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten leihweise zur Verfügung gestellt.

Im Lieferumfang enthalten


- Zusätzliche Deckplatte & Ersatzfingerspitzen.
- Laminiermanschette im Kit (nur Niedrigprofil).

Unterstützung

- Mit der MyTASKA App können Sie jede TASKA Hand einrichten, individuell anpassen und trainieren.
- Pädagogische Unterstützung wird über die TASKA Learning Academy angeboten.
- Während der gesamten Lebensdauer des Produkts wird ein Support angeboten, der viel Erfahrung damit hat.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren TASKA-Vertreter vor Ort oder besuchen Sie **taska**prosthetics.com

Dimensionen und Gewicht



Handgelenk mit Schnelltrennung (QDW) Low Profile (LP)

DIMENSIONEN			KLEIN	MITTEL
A	Länge der Hand	(QDW) (LP)	172 mm 168 mm	180 mm 176 mm
B	Handbasis bis Handgelenkbasis	(QDW) (LP)	16 mm 12,5 mm	16 mm 12,5 mm
C	Durchmesser am Handgelenk		48 mm	54 mm
D	Länge der Daumenspitze	(QDW) (LP)	112 mm 108 mm	114 mm 110 mm
E	Breite der Handfläche		76 mm	83 mm
F	Knöchelumfang		184 mm (7¼")	197 mm (7¾")

WICHTIGSTE TECHNISCHE DATEN			
Maximale Traglast			25 kg
Greifkraft	Daumen Finger		Bis zu 29 N Bis zu 23 N
Fingergeschwindigkeit	Daumen Finger Daumenrotator		0,52 s oder 120°/s 0,7 s oder 120°/s 0,55 s oder 160°/s
Maximale Öffnung	Klein Mittel		100 mm (3,94") 110 mm (4,33")
Handgelenkdrehbereich	(QDW) (LP)		Unbegrenzt 300°
Handgelenk-Streckarretierung			15°
Handgelenk-Beugearretierung			25°
Wasserdichtheit			IP67
Betriebstemperaturbereich			-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
Betriebsspannung			7,4 V (nominal)
Gewicht	Klein	(QDW) (LP)	471 g 430 g
	Mittel	(QDW) (LP)	533 g 481 g

do more™

TASKA™ by eqwal.

200-30-133 DE H 08-2026