Rev: L



Produktkatalog

TASKA™
by eqwal.



do more™

Unsere Hände sind **zuverlässig**, **wasserdicht** und **einfach** zu bedienen. Sie sind **praktisch** und **intuitiv** und geben ihren Nutzern **Selbstvertrauen** und **Freiheit**.

Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Alle Bilder sind nur für Marketingzwecke bestimmt.
Für Einschränkungen bei der Verwendung der TASKA Hand besuchen Sie bitte **taskaprosthetics.com**

TASKA™



do more™

TASKA **CX**™

Selbstvertrauen ohne Kompromisse.

TASKA™

GRÖßE (ZOLL)	HANDGELENKTYP	SEITE		FARBE		PRODUKTKENNZEICHEN
		LINKS	RECHTS	SCHWARZ	SAND	
7¼	Handgelenk mit Schnelltrennung (QDW)	•		•		TASKA-D2FB31-U1
					•	TASKA-D2FC31-U1
			•	•		TASKA-D1FB31-U1
					•	TASKA-D1FC31-U1
	Handgelenk mit Niedrigprofil (LP)	•		•		TASKA-D2CB31-U1
					•	TASKA-D2CC31-U1
			•	•		TASKA-D1CB31-U1
					•	TASKA-D1CC31-U1
7¾	Handgelenk mit Schnelltrennung (QDW)	•		•		TASKA-C2FB31-U1
					•	TASKA-C2FC31-U1
			•	•		TASKA-C1FB31-U1
					•	TASKA-C1FC31-U1
	Handgelenk mit Niedrigprofil (LP)	•		•		TASKA-C2CB31-U1
					•	TASKA-C2CC31-U1
			•	•		TASKA-C1CB31-U1
					•	TASKA-C1CC31-U1



Abbildungen zeigen kleine TASKA CX der Größe 7 ¼ Zoll, Handgelenk mit Schnelltrennung (QDW), in Schwarz, mit Handrückenabdeckung in verschiedenen Farbausführungen.



Schwarz Sand

Farben



Schwarz Weiß



Taupe Grau

Handrückenabdeckungen

TASKA™



Handrückenabdeckungen


Schwarz


Grau


Taupe


Weiß


Sand

- Geliefert als einzelne Abdeckungen in einer einzigen Farb- und Seitenausführung.
- Erhältlich in Schwarz, Grau, Taupe, Weiß und Sand.

GRÖßE (ZOLL)	BEZEICHNUNG	SEITE		PRODUKTKENNZEICHEN
		LINKS	RECHTS	
7¼	Handrückenabdeckung, Schwarz	•		193-20-109-BK
			•	193-20-009-BK
	Handrückenabdeckung, Grau	•		193-20-109-GR
			•	193-20-009-GR
	Handrückenabdeckung, Taupe	•		193-20-109-DS
			•	193-20-009-DS
	Handrückenabdeckung, Weiß	•		193-20-109-WH
			•	193-20-009-WH
	Handrückenabdeckung, Sand	•		193-20-109-SN
			•	193-20-009-SN
7¾	Handrückenabdeckung, Schwarz	•		203-20-103-BK
			•	203-20-003-BK
	Handrückenabdeckung, Grau	•		203-20-103-GR
			•	203-20-003-GR
	Handrückenabdeckung, Taupe	•		203-20-103-DS
			•	203-20-003-DS
	Handrückenabdeckung, Weiß	•		203-20-103-WH
			•	203-20-003-WH
	Handrückenabdeckung, Sand	•		203-20-103-SN
			•	203-20-003-SN

Austauschbare Teile und Zubehör für CX



Anatomische CX-Fingerspitzen

- Als fünfteiliger Satz Fingerspitzen geliefert.
- Das Set umfasst zudem ein TASKA-Werkzeug zum einfachen Entfernen der alten Fingerspitzen.

GRÖßE (ZOLL)	KAPAZITIV	FARBE		PRODUKT-KENNZEICHEN
		SCHWARZ	SAND	
7¼	Ja	•		193-20-015-BK
			•	193-20-015-SN
	Nein	•		193-20-017-BK
			•	193-20-017-SN
7¾	Ja	•		203-20-009-BK
			•	203-20-009-SN
	Nein	•		203-20-011-BK
			•	203-20-011-SN



CX Pro-Fingerspitzen

- Als fünfteiliger Satz Fingerspitzen geliefert.
- Das Set umfasst zudem ein TASKA-Werkzeug zum einfachen Entfernen der alten Fingerspitzen.

GRÖßE (ZOLL)	KAPAZITIV	COLOUR		PRODUKT-KENNZEICHEN
		SCHWARZ	SAND	
7¼	Ja	•		193-20-016-BK
			•	193-20-016-SN
	Nein	•		193-20-018-BK
			•	193-20-018-SN
7¾	Ja	•		203-20-010-BK
			•	203-20-010-SN
	Nein	•		203-20-012-BK
			•	203-20-012-SN



Finger-Griffgummi-Set

- Als vierteiliges Finger-Griffgummi-Set geliefert.
- Zum Entfernen der alten Griffgummis ist ein (nicht im Lieferumfang enthaltenes) Schneidwerkzeug erforderlich.

GRÖßE (ZOLL)	FARBE		PRODUKT-KENNZEICHEN
	SCHWARZ	SAND	
7¼	•		193-20-008-BK
		•	193-20-008-SN
7¾	•		203-20-002-BK
		•	203-20-002-SN



TASKA-Handschuh

- TASKA Handschuh zum Schutz der TASKA CX. Als schwarzer oder sandfarbener Einzelhandschuh geliefert. Größen 7 ¼ und 7 ¾.

GRÖßE (ZOLL)	SEITE		FARBE		PRODUKT-KENNZEICHEN
	LINKS	RECHTS	SCHWARZ	SAND	
7¼	•		•		193-20-131-BK
				•	193-20-132-SN
		•	•		193-20-031-BK
				•	193-20-032-SN
7¾	•		•		203-20-106-BK
				•	203-20-106-SN
		•	•		203-20-006-BK
				•	203-20-006-SN



do more™

TASKA **HandGen2**

Die alltagstaugliche Handprothese
für jeden Tag.

TASKA™

GRÖßE (ZOLL)	HANDGELENKTYP	SEITE		FARBE			PRODUKT-KENNZEICHEN
		LINKS	RECHTS	SCHWARZ	WEIß	SAND	
7¾	Handgelenk mit Schnelltrennung (QDW)	•		•			TASKA-C2FB21-U1
					•		TASKA-C2FA21-U1
						•	TASKA-C2FC21-U1
			•	•			TASKA-C1FB21-U1
					•		TASKA-C1FA21-U1
						•	TASKA-C1FC21-U1
	Handgelenk mit Niedrigprofil (LP)	•		•			TASKA-C2CB21-U1
					•		TASKA-C2CA21-U1
						•	TASKA-C2CC21-U1
			•	•			TASKA-C1CB21-U1
					•		TASKA-C1CA21-U1
						•	TASKA-C1CC21-U1
8¼	Handgelenk mit Schnelltrennung (QDW)	•		•			TASKA-B2FB21-U1
					•		TASKA-B2FA21-U1
						•	TASKA-B2FC21-U1
			•	•			TASKA-B1FB21-U1
					•		TASKA-B1FA21-U1
						•	TASKA-B1FC21-U1
	Handgelenk mit Niedrigprofil (LP)	•		•			TASKA-B2CB21-U1
					•		TASKA-B2CA21-U1
						•	TASKA-B2CC21-U1
			•	•			TASKA-B1CB21-U1
					•		TASKA-B1CA21-U1
						•	TASKA-B1CC21-U1



Abgebildet ist die 7 ¾ Zoll große mittlere TASKA-Hand-Gen2, Quick Disconnect Wrist (QDW), schwarz, weiß und sandfarben.



Schwarz



Weiß



Sand

Farbausführungen

TASKA™



do more™

TASKA **PowerCore**™

Raffinierte Stromversorgung.

TASKA™

TASKA-PowerCore-System



- Zuverlässiges und effizientes Laden der TASKA-Hand.
- Enthält Netzladegerät, TASKA-Batterie, TASKA PowerCore-Schalter und Fertigungszubehör.

FARBE	PRODUKT-KENNZEICHEN
Schwarz	TASKA-21AB31
Sand	TASKA-21AC31

do more™

TASKA™



do more™

Zubehör

Ersatzteile und Zubehör
für Ihre TASKA Hand.

TASKA™



TASKA-MC-01

Netzladegerät

- Zum Aufladen der Hand an jedem beliebigen Ort über eine Netzsteckdose. Lieferumfang enthält Universal-Steckersatz.



TASKA-CC-01

Kfz-Ladegerät

- Zum Laden der TASKA-Hand unterwegs. Gebrauch über den 12/24-V-Anschluss im Auto.



192-20-002

TASKA Hand Transporttasche

- Zum Schutz der TASKA Hand beim Reisen oder zur Aufbewahrung bei Nichtgebrauch.



TASKA-BIG1-1

TASKA-Akku

- Zusätzlicher 2000-mAh-Akku zur Verwendung mit dem TASKA PowerCore-System.



TASKA PowerCore-Schalter

- Ersatzschalter und Ladeanschluss für das TASKA PowerCore-System.

FARBE	PRODUKT-KENNZEICHEN
Schwarz	193-20-001-BK
Sand	193-20-001-SN



193-20-002

Fertigungszubehör

- Zur Herstellung einer Prothese, die das TASKA PowerCore-System integriert.
- Enthält Laminierdummies, PowerCore-Halterungsrahmen, Installationswerkzeug und Dichtschmiermittel.



152-00-064

Akku-Y-Kabel

- Verdoppeln Sie die Gesamtkapazität des TASKA PowerCore-Systems, indem Sie eine zweite Batterie zur Prothese hinzufügen.

Handgelenk mit Schnelltrennung - Laminiermanschetten-Kits



- Zur Vervollständigung der Wasserdichtheit nutzen Sie die die Schutzart IP67 erfüllende TASKA QD Laminiermanschette und einen 6-poligen Koaxialstecker (in Größe 50 mm und 45 mm erhältlich, Größe 45 mm abgebildet).

PLUG TYPE	PRODUKT-KENNZEICHEN
6-polig (45 mm, schwarz)	TASKA-12BB01
6-polig (45 mm, sandfarben)	TASKA-12BC01
6-polig (50 mm, schwarz)	TASKA-13AB01
6-polig (50 mm, sandfarben)	TASKA-13AC01

Dichtring-Kits für Handgelenk mit Schnelltrennung



- Das Kit enthält alle erforderlichen Komponenten zur Erstellung eines wasserdichten Anschlusses bei TASKA oder Fillauer Motion Control Handgelenken (TASKA, 45 mm, Schwarz, und Sand abgebildet).
- Siehe Website bezüglich der Kompatibilität.

SEAL RING TYPE	PRODUKT-KENNZEICHEN
TASKA Dichtringsatz (45 mm, schwarz)	193-20-025
TASKA Dichtringsatz (45 mm, sandfarben)	193-20-028
TASKA Dichtringsatz (50 mm, schwarz)	195-20-003
TASKA Dichtringsatz (50 mm, sandfarben)	195-20-003-SN
MC Dichtringsatz (klein, schwarz)	193-20-010
MC Dichtringsatz (klein, sandfarben)	193-20-029
MC Dichtringsatz (mittel/breit, schwarz)	195-20-004
MC Dichtringsatz (mittel/breit, sandfarben)	195-20-004-SN

Handgelenk mit Niedrigprofil



152-20-031

Laminier-Kit für Handgelenk mit Niedrigprofil, Gen1

- Zur Herstellung eines neuen Prothesenschafts für Handgelenk mit Niedrigprofil. Gegebenenfalls sind zusätzlich Betriebsschalter, Akku, Schalterblock und Laminierdummy-Blöcke erforderlich.



193-20-011

Laminier-Kit für Handgelenk mit Niedrigprofil, CX, 45 mm

- Zur Herstellung eines neuen Prothesenschafts niedrigen Profils. Gegebenenfalls sind zusätzlich Betriebsschalter, Akku, Schalterblock und Laminierdummy-Blöcke erforderlich.



TASKA-13CD01

Laminier-Kit für Handgelenk mit Niedrigprofil, CX, 50 mm

- Zur Herstellung eines neuen Prothesenschafts niedrigen Profils. Gegebenenfalls sind zusätzlich Betriebsschalter, Akku, Schalterblock und Laminierdummy-Blöcke erforderlich.



152-20-030

Wartungs-Kit für Handgelenk mit Niedrigprofil, Gen1

- Zur Instandhaltung der Lauf- und Dichtungsflächen des Handgelenks mit Niedrigprofil der TASKA Hand Gen1/Gen2.



193-20-026

Wartungs-Kit für Handgelenk mit Niedrigprofil, CX

- Zur Instandhaltung der Lauf- und Dichtungsflächen des TASKA CX Handgelenks mit Niedrigprofil.



152-20-014

Schalterblock

- Als Ersatz für den im Lieferumfang der TASKA-Hand mit Niedrigprofil enthaltenen Schalterblock zum Anschließen des Stromversorgungssystems an die EMG-Eingänge und die TASKA Hand.





200-30-061-DE L 10-2026