Rev: L



# Catalogo dei prodotti

TASKA™
by eqwal.




do more™

# Le nostre lancette sono **affidabili**, **impermeabili** e **facili** da usare. Sono **pratiche** e **intuitive** e danno agli utenti un maggiore senso di **fiducia** e **libertà**.

Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i mercati. Tutte le immagini sono solo a scopo di marketing.
Per le limitazioni all'uso della mano TASKA, visitare il sito **taska**prosthetics.com

TASKA™




do more™



# TASKA **CX**™

Fiducia senza compromessi.

TASKA™

| MISURA (POLLICI) | TIPO DI POLSO | LATO MANO | | COLORE | | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SINISTRO | DESTRO | NERO | SABBIA | |
| 7¼ | Polso a scollegamento rapido (QDW) | • | | • | | TASKA-D2FB31-U1 |
| | | | | | • | TASKA-D2FC31-U1 |
| | | | • | • | | TASKA-D1FB31-U1 |
| | | | | | • | TASKA-D1FC31-U1 |
| | Polso a basso profilo (LP) | • | | • | | TASKA-D2CB31-U1 |
| | | | | | • | TASKA-D2CC31-U1 |
| | | | • | • | | TASKA-D1CB31-U1 |
| | | | | | • | TASKA-D1CC31-U1 |
| 7¾ | Polso a scollegamento rapido (QDW) | • | | • | | TASKA-C2FB31-U1 |
| | | | | | • | TASKA-C2FC31-U1 |
| | | | • | • | | TASKA-C1FB31-U1 |
| | | | | | • | TASKA-C1FC31-U1 |
| | Polso a basso profilo (LP) | • | | • | | TASKA-C2CB31-U1 |
| | | | | | • | TASKA-C2CC31-U1 |
| | | | • | • | | TASKA-C1CB31-U1 |
| | | | | | • | TASKA-C1CC31-U1 |

do more™





Le immagini mostrano il formato piccolo da 7¼ di pollice TASKA CX, polso a sgancio rapido (QDW), in nero, con opzioni di colore del copriloggetto.



nero sabbia

Colori



nero bianco



talpa grigio

Coperture

TASKA™



## Coperture


nero


grigio


talpa


bianco


sabbia

- Confezione con coperture singole monocolori e orientamento del lato.
- Disponibili nei seguenti colori: nero, grigio, talpa, bianco e a sabbia.





| MISURA (POLLICI) | NOME | LATO MANO | | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|---|
| | | SINISTRO | DESTRO | |
| 7¼ | Copertura, colore nero | • | | 193-20-109-BK |
| | | | • | 193-20-009-BK |
| | Copertura, colore grigio | • | | 193-20-109-GR |
| | | | • | 193-20-009-GR |
| | Copertura, color talpa | • | | 193-20-109-DS |
| | | | • | 193-20-009-DS |
| | Copertura, colore bianco | • | | 193-20-109-WH |
| | | | • | 193-20-009-WH |
| | Copertura, color sabbia | • | | 193-20-109-SN |
| | | | • | 193-20-009-SN |
| 7¾ | Copertura, colore nero | • | | 203-20-103-BK |
| | | | • | 203-20-003-BK |
| | Copertura, colore grigio | • | | 203-20-103-GR |
| | | | • | 203-20-003-GR |
| | Copertura, color talpa | • | | 203-20-103-DS |
| | | | • | 203-20-003-DS |
| | Copertura, colore bianco | • | | 203-20-103-WH |
| | | | • | 203-20-003-WH |
| | Copertura, color sabbia | • | | 203-20-103-SN |
| | | | • | 203-20-003-SN |



## Parti e accessori sostituibili CX



Punte di presa anatomiche CX

- La confezione contiene un set di 5 punte.
- Il kit contiene un apposito strumento TASKA per rimuovere con facilità le punte precedenti.

| MISURA (POLLICI) | CAPACITIVO | COLORE | | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|---|
| | | NERO | SABBIA | |
| 7¼ | Sì | • | | 193-20-015-BK |
| | | | • | 193-20-015-SN |
| | No | • | | 193-20-017-BK |
| | | | • | 193-20-017-SN |
| 7¾ | Sì | • | | 203-20-009-BK |
| | | | • | 203-20-009-SN |
| | No | • | | 203-20-011-BK |
| | | | • | 203-20-011-SN |



Punte di presa Pro CX


- La confezione contiene un set di 5 punte.
- Il kit contiene un apposito strumento TASKA per rimuovere con facilità le punte precedenti.

| MISURA (POLLICI) | CAPACITIVO | COLORE | | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|---|
| | | NERO | SABBIA | |
| 7¼ | Sì | • | | 193-20-016-BK |
| | | | • | 193-20-016-SN |
| | No | • | | 193-20-018-BK |
| | | | • | 193-20-018-SN |
| 7¾ | Sì | • | | 203-20-010-BK |
| | | | • | 203-20-010-SN |
| | No | • | | 203-20-012-BK |
| | | | • | 203-20-012-SN |









Kit di prese prossimali

- La confezione contiene un set di 4 prese prossimali.
- Per rimuovere le prese prossimali precedenti, è necessario l'uso di un attrezzo tagliente (non fornito in dotazione).

| MISURA (POLLICI) | COLORE | | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|
| | NERO | SABBIA | |
| 7¼ | • | | 193-20-008-BK |
| | | • | 193-20-008-SN |
| 7¾ | • | | 203-20-002-BK |
| | | • | 203-20-002-SN |



Guanto TASKA

- Proteggete il TASKA CX con il guanto TASKA. Disponibile come singolo in nero o sabbia. Taglie 7¼ e 7¾.

| MISURA (POLLICI) | LATO MANO | | COLORE | | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SINISTRO | DESTRO | NERO | SABBIA | |
| 7¼ | • | | • | | 193-20-131-BK |
| | | | | • | 193-20-132-SN |
| | | • | • | | 193-20-031-BK |
| | | | | • | 193-20-032-SN |
| 7¾ | • | | • | | 203-20-106-BK |
| | | | | • | 203-20-106-SN |
| | | • | • | | 203-20-006-BK |
| | | | | • | 203-20-006-SN |



do more™



# TASKA **HandGen2**

La mano protesica per tutto il giorno,
per tutti i giorni.

TASKA™

| MISURA (POLLICI) | TIPO DI POLSO | LATO MANO | | COLORE | | | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SINISTRO | DESTRO | NERO | BIANCO | SABBIA | |
| 7¾ | Polso a scollegamento rapido (QDW) | • | | • | | | TASKA-C2FB21-U1 |
| | | | | | • | | TASKA-C2FA21-U1 |
| | | | | | | • | TASKA-C2FC21-U1 |
| | | | • | • | | | TASKA-C1FB21-U1 |
| | | | | | • | | TASKA-C1FA21-U1 |
| | | | | | | • | TASKA-C1FC21-U1 |
| | Polso a basso profilo (LP) | • | | • | | | TASKA-C2CB21-U1 |
| | | | | | • | | TASKA-C2CA21-U1 |
| | | | | | | • | TASKA-C2CC21-U1 |
| | | | • | • | | | TASKA-C1CB21-U1 |
| | | | | | • | | TASKA-C1CA21-U1 |
| | | | | | | • | TASKA-C1CC21-U1 |
| 8¼ | Polso a scollegamento rapido (QDW) | • | | • | | | TASKA-B2FB21-U1 |
| | | | | | • | | TASKA-B2FA21-U1 |
| | | | | | | • | TASKA-B2FC21-U1 |
| | | | • | • | | | TASKA-B1FB21-U1 |
| | | | | | • | | TASKA-B1FA21-U1 |
| | | | | | | • | TASKA-B1FC21-U1 |
| | Polso a basso profilo (LP) | • | | • | | | TASKA-B2CB21-U1 |
| | | | | | • | | TASKA-B2CA21-U1 |
| | | | | | | • | TASKA-B2CC21-U1 |
| | | | • | • | | | TASKA-B1CB21-U1 |
| | | | | | • | | TASKA-B1CA21-U1 |
| | | | | | | • | TASKA-B1CC21-U1 |







Le immagini mostrano 7¾ pollici TASKA HandGen2, Polso a sgancio rapido (QDW), in nero, bianco e sabbia.



nero



bianco



sabbia

Opzioni per il colore

TASKA™



do more™



# TASKA **PowerCore**™

Potenza raffinata.

TASKA™

## Il sistema TASKA PowerCore



- Per alimentare la TASKA hand in modo affidabile ed efficiente.
- Contiene caricabatterie da rete, batteria TASKA, interruttore TASKA PowerCore e accessori di fabbricazione.

| COLORE | CODICE PRODOTTO |
|---|---|
| Nero | TASKA-21AB31 |
| Sabbia | TASKA-21AC31 |

do more™



TASKA™



do more™



# Accessori

Ricambi e accessori per la TASKA hand.

TASKA™




TASKA-MC-01

Caricabatterie di rete

- Ricarica la mano ovunque con una presa a muro. La confezione include un kit di spine universali.



TASKA-CC-01

Caricabatterie per auto

- Ricarica la TASKA hand mentre sei in viaggio. Per l'uso nelle prese per accendisigari in auto da 12 e 24 V.




192-20-002

Custodia da viaggio

- Per proteggere la TASKA in viaggio oppure quando non è utilizzata.




TASKA-BIG1-1

Batteria TASKA

- Batteria aggiuntiva da 2000 mAh da utilizzare con il sistema TASKA PowerCore.







Interruttore TASKA PowerCore

- Interruttore di ricambio e porta di ricarica per il sistema TASKA PowerCore.

| COLORE | CODICE PRODOTTO |
|---|---|
| Nero | 193-20-001-BK |
| Sabbia | 193-20-001-SN |



193-20-002

Accessori per la fabbricazione

- Per la realizzazione di una protesi che incorpora il sistema TASKA PowerCore.
- Contiene dummies per laminazione, telai di ritenzione PowerCore, utensile di installazione e lubrificante sigillante.



152-00-064

Cavo a Y per batterie

- Raddoppia la capacità totale del sistema TASKA PowerCore aggiungendo una seconda batteria alla protesi.

## Polso a scollegamento rapido - Kit collare di laminazione



- Completa la soluzione impermeabile con il collare di laminazione QD TASKA, rating IP67 e la presa coassiale a 6 fascette (misure disponibili: 50 e 45 mm, la figura mostra il modello da 45 mm).

| TIPO DI PRESA | CODICE PRODOTTO |
|---|---|
| 6 fascette (45 mm, colore nero) | TASKA-12BB01 |
| 6 fascette (45 mm, color sabbia) | TASKA-12BC01 |
| 6 fascette (50 mm, colore nero) | TASKA-13AB01 |
| 6 fascette (50 mm, color sabbia) | TASKA-13AC01 |





## Polso a scollegamento rapido - Kit anello di tenuta



- Questi kit contengono tutti i componenti necessari alla creazione di un attacco impermeabile per polsi TASKA o Fillauer Motion Control (la figura mostra il modello TASKA, 45 mm, nero e sabbia).
- Per la compatibilità, consultare il sito web.

| TIPO DI ANELLO DI TENUTA | CODICE PRODOTTO |
|---|---|
| Kit anelli di tenuta TASKA (45 mm, colore nero) | 193-20-025 |
| Kit anelli di tenuta TASKA (45 mm, color sabbia) | 193-20-028 |
| Kit anelli di tenuta TASKA (50 mm, colore nero) | 195-20-003 |
| Kit anelli di tenuta TASKA (50 mm, color sabbia) | 195-20-003-SN |
| Kit anelli di tenuta MC (Small, colore nero) | 193-20-010 |
| Kit anelli di tenuta MC (Small, color sabbia) | 193-20-029 |
| Kit anelli di tenuta MC (Medium/Large, colore nero) | 195-20-004 |
| Kit anelli di tenuta MC (Medium/Large, color sabbia) | 195-20-004-SN |

## Polso a basso profilo



152-20-031

Kit di laminazione per basso profilo, Gen1

- Per la fabbricazione di un invaso a basso profilo. Potrebbero essere inoltre richiesti interruttore di accensione, batteria, blocco interruttore e blocchi fittizi di laminazione.



152-20-030

Kit di manutenzione per basso profilo, Gen1

- Per mantenere in buone condizioni le superfici sigillanti del polso a basso profilo TASKA HandGen1/Gen2.



193-20-011

Kit di laminazione per basso profilo, CX, 45 mm

- Per la fabbricazione di un invaso a basso profilo. Potrebbero essere inoltre richiesti interruttore di accensione, batteria, blocco interruttore e blocchi fittizi di laminazione.



193-20-026

Kit di manutenzione per basso profilo, CX

- Per sostituire il blocco interruttore in dotazione con le TASKA hand a basso profilo, in modo da collegare il sistema d'alimentazione agli input EMG e alla TASKA hand.



TASKA-13CD01

Kit di laminazione per basso profilo, CX, 50 mm

- Per la fabbricazione di un invaso a basso profilo. Potrebbero essere inoltre richiesti interruttore di accensione, batteria, blocco interruttore e blocchi fittizi di laminazione.



152-20-014

Blocco interruttore

- Per sostituire il blocco interruttore in dotazione con le TASKA hand a basso profilo, in modo da collegare il sistema d'alimentazione agli input EMG e alla TASKA hand.








do more™
taskaprosthetics.com
TASKA™
by eqwal.
10 Nelson Street, Riccarton, Christchurch 8011, Nuova Zelanda.
200-30-061-IT L 08-2026